




NEWCLIP
TECHNICS



Hyla
HYBRID LATARJET


Destination: les implants de la gamme Stand-Alone Screws sont dédiés à la fixation des fractures, ostéotomies et arthrodèses osseuses chez l'adulte, appropriées à la taille du dispositif.

Contre-indications:


- Grossesse.
- Infections aiguës ou chroniques locales ou systémiques.
- Allergie à l'un des composants ou sensibilité aux corps étrangers.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Instrumentation de visée HyLA : Guide de positionnement pour la technique Latarjet



Vis canulées Ø3.5 mm auto-compressives auto-forantes partiellement filetées
Longueurs : 28 mm à 42 mm (incrémentations 2 mm)



ASSEMBLAGE DE L'ANCILLAIRE DE MAINTIEN

ÉTAPE 1



Aligner l'ancillaire de maintien et le guide de manière à les orienter de la même façon (voir vue de haut).

Passer le guide à travers l'ancillaire de maintien (ANC914) du côté de l'empreinte de doigt (zone en surbrillance).

ÉTAPE 2



Tirer sur l'ancillaire de maintien vers l'arrière du guide et engager les points de pivots (points rouge) dans les encoches (zone en surbrillance) du côté médial du guide.

ÉTAPE 3



Positionner la butée contre le guide et la patte intra-articulaire. Avec une rotation de l'ancillaire de maintien, stabiliser la butée en la bloquant dans cette position.

RÉSULTAT FINAL



Avec la main, tirer sur l'ancillaire pour maintenir la butée durant l'étape de solidarisation au guide (zone en surbrillance).

TECHNIQUE OPÉRATOIRE

Exemple d'une procédure chirurgicale



1. Réaliser la libération et l'ostéotomie du processus coracoïde.

Préparer le processus coracoïde (butée), mesurer sa largeur à l'aide du double régle (ANC919).



2. Reporter directement la valeur obtenue afin de régler la hauteur de la patte intra-articulaire (ANC913) à l'aide du tournevis (ANC917) et du manche à encliquetage rapide (ANC350).

Cette étape permet d'optimiser le centrage des vis dans la butée.



3. Stabiliser temporairement la butée contre le guide à l'aide de l'ancillaire de maintien (ANC914) en le maintenant en traction avec la main (voir zone en surbrillance).

Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'ancillaire de maintien, voir page 3.




4. Tout en maintenant la butée en place, glisser un instrument 2-en-1 (ANC915) dans chacune des canules du guide jusqu'à être en contact avec la butée.



5. Glisser un foret (ANC918) dans un des instruments 2-en-1 (ANC915) (a) et insérer dans la butée une broche Ø1.2 mm (33.0212.200) (b) à travers sa canule.

Forer la première corticale de la butée à l'aide du foret (ANC918) toujours en place (c).



6. A l'aide du manche canulé (ANC143), par-dessus le foret et la broche, visser complètement l'instrument 2-en-1 (ANC915) dans la butée pour obtenir la préhension (a).

Retirer la broche et le foret.

Répéter les étapes 5 et 6 pour l'autre instrument 2-en-1 (ANC915) (b).



7. Une fois les deux instruments 2-en-1 complètement vissés (s'assurer qu'ils sont bien en contact à l'arrière du guide, zone en surbrillance). Relâcher l'ancillaire de maintien et le retirer en glissant vers l'arrière de la poignée.

Vérifier que la butée est correctement fixée au guide.

TECHNIQUE OPÉRATOIRE





8. Positionner l'ensemble guide-butée contre la partie inféro-antérieure du bord de la glène. La patte intra-articulaire (ANC913) doit être positionnée en contact avec la surface articulaire glénoïdienne.

La patte intra-articulaire permet de s'assurer du bon positionnement médio-latéral de la butée.



9. Une fois la bonne position obtenue, glisser un foret (ANC918) dans la canule de l'instrument 2-en-1 inférieur et insérer une broche Ø1.2 mm (33.0212.200) jusqu'à atteindre la corticale postérieure de la scapula. Procéder de la même manière pour l'instrument 2-en-1 supérieur.

A l'arrière du guide, positionner le régleur afin de déterminer la longueur de vis nécessaire, lisible à l'arrière des broches. Pour faciliter la lecture, le régleur peut être positionné horizontalement ou verticalement.





10. À travers l'instrument 2-en-1 inférieur (ANC915), forer la première corticale de la scapula en utilisant le foret (ANC918) (a).

Retirer le foret. Retirer l'instrument 2-en-1 (ANC915) à l'aide du manche canulé (ANC143) et insérer une vis Ø3.5 mm le long de la broche avec le tournevis canulé (ANC917) et le manche à encliquetage rapide (ANC350). Retirer la broche (b).



11. Répéter l'étape 10 pour l'instrument 2-en-1 supérieur.

RÉSULTAT FINAL



CAS CLINIQUES



Radios postopératoires à 2 mois

RÉFÉRENCES

INSTRUMENTS

Réf.	Désignation	Qté
ANC143	Manche canulé	1
ANC350	Manche à encliquetage rapide AO Ø4.5 mm - Taille 1	2
ANC912	Guide de visée double pour technique Latarjet	1
ANC913	Patte offset intra-articulaire	1
ANC914	Ancillaire de maintien	1
ANC915	Ancillaire 2-en-1 pour technique Latarjet	2
ANC917	Tournevis non préhenseur hexagonal 2.5 mm - canulé Ø1.3 mm à encliquetage rapide	1
ANC918	Foret à encliquetage rapide Ø2.5 mm - canulé Ø1.3 mm	2
ANC919	Réglet de mesure double	1
33.0212.200	Broche Ø1.2 - L200 mm	4

IMPLANTS



Réf.	Désignation
H1.25IFT3.5Lxx-ST	Vis autocompressive autoforante Ø3.5 mm – Canulée Ø1.25 mm - STÉRILE L28 mm à L42 mm (2 mm d'incrémentations)



S-Box : vis stériles

NOTES

Ces informations ont pour intérêt de présenter la gamme de dispositifs médicaux de Newclip Technics. Avant toute utilisation des dispositifs Newclip Technics, lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage et la notice d'utilisation incluant les instructions de nettoyage et de stérilisation. Ces produits doivent être manipulés et/ou implantés par des personnes formées, qualifiées et ayant pris connaissance de la notice d'utilisation. Le chirurgien reste responsable de son propre jugement professionnel et clinique avant toute utilisation de produits spécifiques sur un patient donné. Certains produits ne sont pas disponibles sur tous les marchés. La disponibilité des produits est sujette aux pratiques réglementaires et/ou médicales en vigueur sur les différents marchés. Veuillez contacter votre représentant Newclip Technics si vous avez des questions concernant la disponibilité des produits Newclip Technics dans votre pays.

NEWCLIP TECHNICS

45 rue des Garottières
44115 Haute Goulaine, France
+33 (0)2 28 21 37 12
commande@newcliptechnics.com
www.newcliptechnics.com

NEWCLIP TECHNICS GERMANY

Newclip GmbH
Pröllstraße 11
D-86157 Augsburg, Germany
+49 (0)821 650 749 40
info@newclipgmbh.com
www.newclipgmbh.de

NEWCLIP TECHNICS USA

NewClip USA LLC
340 Tesconi Circle Suite A
Santa Rosa, CA 95401
+1 707 230 5078
customerservice@newclipusa.com
www.newclipusa.com

NEWCLIP TECHNICS AUSTRALIA

Newclip Australia
3B/11 Donkin Street
West End 4101, Australia
+61 (0)2 81 886 110
solutions@newclipaustralia.com
www.newcliptechnics.com

NEWCLIP TECHNICS JAPAN

Newclip Technics Japan K.K.
KKK Bldg, 502, 3-18-1 Asakusabashi
Taito-Ku, Tokyo, 111-0053, Japan
+81 (0)3 58 25 49 81
Fax: +81 (0)3 58 25 49 86
www.newcliptechnics.com

NEWCLIP TECHNICS IBERIA

Newclip Iberia
Calle Frederic Mompou, 4b
Sant Just Desvern, 08960 Barcelona, Spain
+34 938 299 526
contact@newclipiberia.com
www.newcliptechnics.com