

SINGLE USE KIT

STERILE R



NEWCLIP
TECHNICS



TM

Ankle

Ready
when you are!

Avec un kit
standard
Non stérile



Mobilisation des équipes

Contraintes



Traçabilité
complexe



Stérilisation
externalisée



Délais
fournisseur


Coûts élevés



- \$ Inventaire
- \$ Contrôle
- \$ Nettoyage
- \$ Décontamination
- \$ Stérilisation



Stockage volumineux



Process complexe



- | | | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1
Réception | 2
Stockage | 3
Déballage | 4
Contrôle |
| 5
Décontamination | 6
Nettoyage | 7
Séchage | 8
Contrôle |
| 9
Emballage de kit | 10
Stérilisation | 11
Chirurgie | 12
Décontamination |
| 13
Nettoyage | 14
Séchage | 15
Contrôle | 16
Traçabilité |
| 17
Réassort | 18
Emballage du kit | 19
Stérilisation | 20
Stockage |



Défaut de
stérilisation



Kit
incomplet



Instrumentation
altérée



RISQUES
ACCUS

Chirurgie
NON OPTIMISÉE



Intervention
d'URGENCE COMPROMISE

Sécurité >

TRAÇABILITÉ
100%

+

STERILE R
SINGLE USE KIT

+


Always
NEW

+




Risque de
contamination

Maîtrise des coûts



Efficacité



Disponibilité du kit

PRÊT À OPÉRER

+ Gestion de
l'URGENCE OPTIMISÉE

STERILE R SINGLE USE KIT
doté d'implants de dernière génération

Ready
when you are!



Sécurité :

Les kits Initial A™ sont stériles 5 ans et entièrement « traçables ».
Instrumentation et implants sont toujours neufs, exempts de toutes manipulations antérieures.



Disponibilité des kits :

Les kits Initial A™ (Initial A™ - Fibula et Initial A™- Syndesmose) sont stériles et prêts à l'emploi.

L'association d'implants stériles et d'une instrumentation stérile à usage unique dans un même packaging fait d'Initial A™ la réponse efficace aux interventions d'urgence.



Stockage :

Le faible encombrement du kit Initial A™ optimise son stockage au sein du bloc opératoire.



Coûts :

Initial A™ optimise et rationalise les budgets.

Les coûts annexes occasionnés par le nettoyage, la décontamination et la stérilisation des kits sont supprimés.



Contamination :

La combinaison d'implants stériles et d'une instrumentation stérile à usage unique réduit les risques de contamination.



Processus d'achat :

Initial A™ facilite le processus d'achat : le réassort et les commandes sont simplifiés, la gestion des stocks est optimisée.

Composition des kits




> Indications

Les implants de la gamme Initial A™ sont dédiés à la fixation des fractures, des ostéotomies et des pseudarthroses de la fibula distale et diaphysaire, du tibia distal et à la fixation de la syndesmose chez l'adulte.


> Contre indications

- Altération vasculaire importante, dévitalisation osseuse.
- Grossesse.
- Infections aiguës ou chroniques locales ou systémiques.
- Absences de couvertures musculo-cutanées, déficiences vasculaires sévères affectant la partie concernée.
- Altération osseuse ne permettant pas une tenue correcte des implants dans l'os.
- Déficience musculaire ou neurologique, troubles comportementaux risquant de soumettre l'ostéosynthèse à des contraintes mécaniques anormales.
- Allergie à l'un des composants ou sensibilité aux corps étrangers.
- Graves problèmes de non-observance, troubles mentaux ou neurologiques, incapacité de se conformer aux instructions en ce qui concerne les soins post-opératoires.
- Etat physique et/ou mental instable.

> Initial A™ - Fibula



> Initial A™ - Syndesmose




Caractéristiques des plaques

> Une gamme complète de plaques




Plaques standards

Fixation pour os porotiques et/ou fractures complexes avec ou sans rupture de la syndesmoïse (plaque anodisée en vert pour le côté droit, plaque anodisée en bleu pour le côté gauche).




Plaques étroites


Fixation des fractures simples avec ou sans rupture de la syndesmoïse (plaque identique pour côtés gauche et droit).



> Système de fixation



Vis verrouillée - Ø3.5 mm
Réf. SOT3.5Lxx



Vis standard corticale - Ø3.5 mm
Réf. CT3.5Lxx



Vis verrouillée - Ø2.8 mm
Réf. SDT2.8Lxx




Vis de rappel - Ø4.0 mm
Réf. QT4.0Lxx

Caractéristiques techniques : Initial A - Kits Fibula

> Un implant préformé


Issue d'une technique de conception originale, basée sur une modélisation de la surface osseuse, cette génération d'implants revendique une congruence anatomique optimisée.



► CAMBRAGE DE LA PLAQUE

L'implant est également doté de zones de cambrage permettant d'adapter au mieux la partie diaphysaire et la jonction diaphyso-épiphysaire de la plaque à l'aide des fers à cambrer. **Ces derniers sont disponibles séparément sur demande, en version non stérile.**

Le cambrage n'est possible qu'au niveau des zones prévues à cet effet. Sur une même zone, il ne peut s'effectuer qu'une seule fois, dans la même direction et ne doit pas être réalisé de façon excessive. Les plots doivent être protégés pour ne pas détériorer la fixation.




Manche pour jauge guide : afin d'améliorer l'ergonomie de la jauge guide fileté Ø2.7 mm lors de son positionnement dans le plot oblong, un manche peut être utilisé et clippé directement sur la jauge.




> Liberté angulaire : fixation polyaxiale verrouillée : +/- 10°

Les plaques Initial A™ combinent les technologies de verrouillage et de polyaxialité afin de créer un montage monobloc particulièrement utile dans les os de faible qualité osseuse et/ou dans le cas de fractures multi-fragments.



> Système de verrouillage monoaxial à butée

- Le filetage sous tête de vis et le taraudage du plot de la plaque sont dotés des mêmes caractéristiques (1),
- Tête de vis à butée (2),
- Matière implants : Titane allié.




Technique de pose : Initial A - Kits Fibula

Exemple : technique de pose d'une plaque standard côté droit taille 2 (KIT-AL2D)

(Applicable pour toutes les plaques standards et étroites)


Page 1/2

ANCILLAIRE 2-EN-1 (ANC543)




L'ancillaire 2-en-1 regroupe les deux fonctions :

- **Tournevis** pour vis Ø3.5 mm et Ø4.0 mm,
- **Fraise à chamber** pour préparer la première corticale avant l'insertion de la vis.



1. Déterminer le type et la taille de la plaque via les fantômes (ANC607 ou ANC659) puis sélectionner le kit approprié.


N.B. : Les fantômes peuvent être utilisés pour le côté droit comme pour le côté gauche et sont disponibles séparément stériles.




2. Pour insérer une vis interfragmentaire, mécher à l'aide du foret Ø2.7 mm.



3. Lorsqu'un effet de rappel est souhaité, fraiser uniquement le premier fragment, à l'aide de la partie fraise à chamber de l'ancillaire 2-en-1 bleu.




4. Insérer la vis à corticale bleu clair Ø3.5 mm à l'aide de la partie tournevis de l'ancillaire 2-en-1 bleu.



5. Maintenir la plaque en insérant des broches à travers les trous distaux dédiés.

Les broches peuvent être retirées dès que la plaque est stabilisée.



6. Clipper le manche pour jauge guide sur la jauge guide fileté Ø2.7mm bleu et effectuer le perçage en utilisant l'assemblage dans le trou oblong le plus distal.


Option 1 - Déterminer la longueur de la vis à l'aide du foret et de la jauge guide.
Option 2 - Déterminer la longueur de la vis à l'aide de la jauge de longueur.

Technique de pose : Initial A - Kits Fibula


Exemple : technique de pose d'une plaque standard côté droit taille 2 (KIT-AL2D)

(Applicable pour toutes les plaques standards et étroites)

Page 2/2




7. Insérer une vis à corticale bleu clair Ø3.5 mm dans le plot oblong à l'aide de la partie tournevis de l'ancillaire 2-en-1 pour fixer la plaque en place.




8. En utilisant la jauge guide fileté Ø2.0 mm grise, choisir l'angle de la vis verrouillée non anodisée Ø2.8 mm dans les plots polyaxiaux et forer (Ø2.0 mm).

Option 1 - Déterminer la longueur de la vis à l'aide du foret et de la jauge guide.

Option 2 - Déterminer la longueur de la vis à l'aide de la jauge de longueur.



9. Insérer les vis verrouillées non anodisées Ø2.8 mm à l'aide du tournevis gris et les verrouiller.



10. À l'aide de la jauge guide fileté Ø2.7 mm bleue, forer (Ø2.7 mm).


Option 1 - Déterminer la longueur de la vis à l'aide du foret et de la jauge guide.

Option 2 - Déterminer la longueur de la vis à l'aide de la jauge de longueur.



11. Fraiser la première corticale à l'aide de la partie fraise de l'ancillaire 2-en-1 bleu.

Insérer une vis verrouillée bleue Ø3.5 mm à l'aide de la partie tournevis de l'ancillaire 2-en-1 et la verrouiller.



RÉSULTAT FINAL

Renouveler les étapes précédentes pour l'insertion des vis Ø3.5 mm restantes.

 Le serrage final des vis doit être effectué à la main.

Références : Initial A - Fibula kits



KITS INITIAL A™ - FIBULA	
Réf.	Désignation
KIT-AL1D	Kit Fibula distale - Standard - Droite - Taille 1
KIT-AL1G	Kit Fibula distale - Standard - Gauche - Taille 1
KIT-AL2D	Kit Fibula distale - Standard - Droite - Taille 2
KIT-AL2G	Kit Fibula distale - Standard - Gauche - Taille 2
KIT-AL3D	Kit Fibula distale - Standard - Droite - Taille 3
KIT-AL3G	Kit Fibula distale - Standard - Gauche - Taille 3
KIT-AL1S	Kit Fibula distale - Symétrique étroite - Taille 1
KIT-AL2S	Kit Fibula distale - Symétrique étroite - Taille 2

COMPOSITION INSTRUMENTATION KITS INITIAL A™ - FIBULA	
Désignation	
Foret à encliquetage rapide Ø2.0 mm - L 125 mm	
Forêt à encliquetage rapide Ø2.7 mm - L 125 mm	
Jauge guide fileté Ø2.0 mm pour vis Ø2.8 mm	
Jauge guide fileté Ø2.7 mm pour vis Ø3.5 mm	
Manche pour jauge guide	
Jauge de longueur pour vis Ø2.8 et Ø3.5 mm - L 10-60 mm	
Tournevis préhenseur hexagonal 2.0 mm	
2-en-1 : Tournevis préhenseur hexagonal 2.5 mm - fraise Ø3.5 mm	
Broche - Ø1.4 L120 mm (x2)	


NB : Des vis stériles supplémentaires peuvent être commandées en conditionnement séparé (cf. Kits complémentaires Initial A™, implants additionnels)

COMPOSITION IMPLANTS KITS INITIAL A™ - FIBULA			QUANTITÉ PAR KIT				
	Réf.	Désignation	KIT-AL1D ou KIT-AL1G	KIT-AL2D ou KIT-AL2G	KIT-AL3D ou KIT-AL3G	KIT-AL1S	KIT-AL2S
PLAQUES STANDARDS	RTDLS1 or RTGLS1	Plaque latérale de fibula distale standard - Droite ou gauche - Taille 1	1	-	-	-	-
	RTDLS2 or RTGLS2	Plaque latérale de fibula distale standard - Droite ou gauche - Taille 2	-	1	-	-	-
	RTDLS3 or RTGLS3	Plaque latérale de fibula distale standard - Droite ou gauche - Taille 3	-	-	1	-	-
PLAQUES ÉTROITES	RTSLN1	Plaque latérale de fibula distale étroite - Symétrique - Taille 1	-	-	-	1	-
	RTSLN2	Plaque latérale de fibula distale étroite - Symétrique - Taille 2	-	-	-	-	1
VIS VERROUILLÉES Ø2.8 MM	SDT2.8L10	Vis verrouillée Ø2.8 mm - L 10 mm	1	1	1	-	-
	SDT2.8L12	Vis verrouillée Ø2.8 mm - L 12 mm	1	1	1	-	-
	SDT2.8L14	Vis verrouillée Ø2.8 mm - L 14 mm	2	2	2	1	1
	SDT2.8L16	Vis verrouillée Ø2.8 mm - L 16 mm	2	2	2	2	2
	SDT2.8L18	Vis verrouillée Ø2.8 mm - L 18 mm	2	2	2	1	1
VIS VERROUILLÉES Ø3.5 MM	SOT3.5L12	Vis verrouillée Ø3.5 mm - L 12 mm	1	2	3	2	2
	SOT3.5L14	Vis verrouillée Ø3.5 mm - L 14 mm	1	2	2	2	2
	SOT3.5L16	Vis verrouillée Ø3.5 mm - L 16 mm	1	1	1	1	2
	SOT3.5L18	Vis verrouillée Ø3.5 mm - L 18 mm	1	1	1	-	-
VIS CORTICALES Ø3.5 MM	CT3.5L12	Vis standard à corticale Ø3.5 mm - L 12 mm	-	1	1	-	1
	CT3.5L14	Vis standard à corticale Ø3.5 mm - L 14 mm	1	1	2	1	1
	CT3.5L16	Vis standard à corticale Ø3.5 mm - L 16 mm	1	1	1	1	1
	CT3.5L18	Vis standard à corticale Ø3.5 mm - L 18 mm	-	1	1	-	-
	CT3.5L20	Vis standard à corticale Ø3.5 mm - L 20 mm	1	-	-	-	-
	CT3.5L22	Vis standard à corticale Ø3.5 mm - L 22 mm	-	1	1	1	1
	CT3.5L24	Vis standard à corticale Ø3.5 mm - L 24 mm	1	-	-	-	-

Technique de pose : Initial A - Kit de Syndesmose


Exemple: Exemple de technique de pose d'une plaque standard côté droit, taille 2 (KIT-AL2D + KIT-AMS).
(Applicable pour toutes les plaques standards et étroites)

 Le serrage final des vis doit être effectué à la main.




1. L'insertion de la vis de syndesmose est possible dans les plots suivants :

- Pour les plaques standards :
a. Plot diaphysaire le plus distal
b. Plot oblong le plus distal
- Pour les plaques étroites :
c. Plot oblong le plus distal.



2. Positionner la jauge guide non filetée coudée dans les plots prévus pour les vis de syndesmose. Forer puis lire directement la profondeur de perçage sur la jauge.

 Il est impératif d'utiliser cette jauge guide.



Résultat final

Insérer la vis de syndesmose et finaliser le serrage à l'aide de la partie tournevis de l'ancillaire 2-en-1, disponible dans le kit Initial A™ - Fibula.



NB : La vis de syndesmose doit obligatoirement être retirée à l'aide du kit d'ablation pour vis Ø3.5 mm (réf : KIT-REMOVE-A) une fois la cicatrisation observée. Un délai de 6 à 8 semaines est généralement préconisé.

Références : Initial A - Kit de Syndesmose



KIT INITIAL A™ - SYNDESMOSE

Réf.	Désignation
KIT-AMS	Kit de syndesmose

COMPOSITION KIT INITIAL A™ - SYNDESMOSE

Désignation	Qté
Foret à encliquetage rapide Ø2.7 mm - L 180 mm	1
Jauge guide non filetée coudée longue Ø2.7 mm pour vis Ø3.5 et Ø4.0 mm	1
Tournevis hexagonal 2.5 mm à encliquetage rapide	1
Rondelle de compression	2

VIS STÉRILES ASSOCIÉES KIT INITIAL A™ - SYNDESMOSE (1) *


Réf.	Désignation	Qté
CT3.5L40-ST	Vis standard à corticale Ø3.5 mm - L 40 mm - STERILE	2
CT3.5L45-ST	Vis standard à corticale Ø3.5 mm - L 45 mm - STERILE	3
CT3.5L50-ST	Vis standard à corticale Ø3.5 mm - L 50 mm - STERILE	3
CT3.5L55-ST	Vis standard à corticale Ø3.5 mm - L 55 mm - STERILE	3
CT3.5L60-ST	Vis standard à corticale Ø3.5 mm - L 60 mm - STERILE	2
CT3.5L65-ST	Vis standard à corticale Ø3.5 mm - L 65 mm - STERILE	2
QT4.0L40-ST	Vis de rappel Ø4.0 mm - L 40 mm - STERILE	3
QT4.0L45-ST	Vis de rappel Ø4.0 mm - L 45 mm - STERILE	3
QT4.0L50-ST	Vis de rappel Ø4.0 mm - L 50 mm - STERILE	3
QT4.0L55-ST	Vis de rappel Ø4.0 mm - L 55 mm - STERILE	3
QT4.0L60-ST	Vis de rappel Ø4.0 mm - L 60 mm - STERILE	3
QT4.0L65-ST	Vis de rappel Ø4.0 mm - L 65 mm - STERILE	3

(1) Les vis sont disponibles séparément


* CT3.5Lxx : Anodisées en bleu clair

QT4.0Lxx : Non anodisées

Technique de pose : Initial S™ - vis canulées à tête Ø4.0 mm pour fractures de la malléole interne



1. Insérer une broche Ø1.3 mm afin de stabiliser les deux fragments.




2. Insérer la jauge différentielle le long de la broche Ø1.3 mm jusqu'à atteindre la première corticale (a). Déterminer la profondeur d'insertion en utilisant le marquage de la broche (b).

NB : La broche peut ensuite être insérée plus profondément afin de prévenir un éventuel retrait lors du perçage.



3. Sélectionner la longueur de vis appropriée et insérer la vis le long de la broche en utilisant la partie tournevis du 2-en-1 jusqu'à ce que la compression et la réduction désirées soient atteintes. Retirer la broche.



RÉSULTAT FINAL



Rondelle de compression



NB : en cas d'os ostéoporotique, une rondelle de compression peut être ajoutée en-dessous de la tête de vis avant l'étape 3 afin d'optimiser la compression.


Étapes optionnelles :

Ces étapes peuvent être réalisées avant vissage.

1- En cas de densité osseuse trop importante ou de traversée de plusieurs couches de corticales, il est recommandé de forer avant l'insertion de la vis. La profondeur de perçage peut être lue directement sur le foret.



2- Si nécessaire fraiser en utilisant la partie fraise de l'ancillaire 2-en-1.



Références

INSTRUMENTATION STÉRILE POUR VIS CANULÉES Ø4.0 MM			
Réf	Désignation	Composition	Qté
KIT-SCQ4.0	Kit pour vis canulées Ø4.0 mm avec tête	Jauge différentielle pour broche Ø1.3 mm - L120 mm	1
		2 en 1 : Tournevis hexagonal 2.5 mm – Fraise Ø6.0 mm	1
		Foret Ø2.9 mm - canulé Ø1.4 mm - L 120 mm - Encliquetage rapide AO Ø4.5 mm	1
		Manche à usage unique 5.8 mm	1
		Broche Ø1.3 L 140 mm	3
		Rondelle de compression	2

VIS COMPRESSIVES AUTOFORANTES Ø4.0 MM*

Réf.	Désignation
H1.4QT4.0Lxx-ST	Vis compressive autoforante Ø4.0 mm - canulée Ø1.4 mm - filet court - L xx mm (de 26 à 70) - 2 mm incrément - STERILE

* Vis disponibles séparément en version stérile.



Références: Kits complémentaires

> Implants additionnels

Vis stériles

VIS VERROUILLÉES - Ø2.8 mm*

Réf.	Désignation	Qté
SDT2.8L10-ST	Vis verrouillée Ø2.8 mm - L 10 mm - STERILE	1
SDT2.8L12-ST	Vis verrouillée Ø2.8 mm - L 12 mm - STERILE	1
SDT2.8L14-ST	Vis verrouillée Ø2.8 mm - L 14 mm - STERILE	1
SDT2.8L16-ST	Vis verrouillée Ø2.8 mm - L 16 mm - STERILE	1
SDT2.8L18-ST	Vis verrouillée Ø2.8 mm - L 18 mm - STERILE	1
SDT2.8L20-ST	Vis verrouillée Ø2.8 mm - L 20 mm - STERILE	2
SDT2.8L22-ST	Vis verrouillée Ø2.8 mm - L 22 mm - STERILE	2
SDT2.8L24-ST	Vis verrouillée Ø2.8 mm - L 24 mm - STERILE	1

*Non anodisées.

VIS VERROUILLÉES - Ø3.5 mm*

Réf.	Désignation	Qté
SOT3.5L10-ST	Vis verrouillée Ø3.5 mm - L 10 mm - STERILE	2
SOT3.5L12-ST	Vis verrouillée Ø3.5 mm - L 12 mm - STERILE	1
SOT3.5L14-ST	Vis verrouillée Ø3.5 mm - L 14 mm - STERILE	1
SOT3.5L16-ST	Vis verrouillée Ø3.5 mm - L 16 mm - STERILE	1
SOT3.5L18-ST	Vis verrouillée Ø3.5 mm - L 18 mm - STERILE	2
SOT3.5L20-ST	Vis verrouillée Ø3.5 mm - L 20 mm - STERILE	2
SOT3.5L22-ST	Vis verrouillée Ø3.5 mm - L 22 mm - STERILE	2
SOT3.5L24-ST	Vis verrouillée Ø3.5 mm - L 24 mm - STERILE	2

*Anodisées en bleu.

VIS CORTICALES - Ø3.5 mm*

Réf.	Désignation	Qté
CT3.5L10-ST	Vis standard à corticale Ø3.5 mm - L 10 mm - STERILE	2
CT3.5L12-ST	Vis standard à corticale Ø3.5 mm - L 12 mm - STERILE	1
CT3.5L14-ST	Vis standard à corticale Ø3.5 mm - L 14 mm - STERILE	1
CT3.5L16-ST	Vis standard à corticale Ø3.5 mm - L 16 mm - STERILE	1
CT3.5L18-ST	Vis standard à corticale Ø3.5 mm - L 18 mm - STERILE	1
CT3.5L20-ST	Vis standard à corticale Ø3.5 mm - L 20 mm - STERILE	2
CT3.5L22-ST	Vis standard à corticale Ø3.5 mm - L 22 mm - STERILE	2
CT3.5L24-ST	Vis standard à corticale Ø3.5 mm - L 24 mm - STERILE	2

*Anodisées en bleu clair.



Vis additionnelles disponibles sur demande

Des vis standard à corticale plus longues (de 30 à 38 mm) sont disponibles sur demande. Pour commander, utiliser le code CT3.5Lxx-ST et remplacer les "xx" par la longueur désirée - Exemple : "CT3.5L30-ST"

> Kits d'ablation et d'ancillaires de remplacement

Ancillaires stériles

KIT D'ABLATION

Réf.	Désignation	Composition
KIT-REMOVE-1	Kit d'ablation pour 6 pans 2.0 m	• 1x Tournevis préhenseur hexagonal 2.0 mm
KIT-REMOVE-A	Kit d'ablation pour 6 pans 2.5 m	• 1x 2 en 1 : Tournevis préhenseur hexagonal 2.5 mm - fraise Ø3.5 mm

KIT DE REMPLACEMENT

Ref.	Description	Composition
KIT-RESCUE-2*	Kit de remplacement Initial C & Initial A pour vis Ø2.8 mm	• 1x Foret à encliquetage rapide Ø2.0 mm - L 125 mm • 1x Jauge guide fileté Ø2.0 mm pour vis Ø2.8 mm
KIT-RESCUE-7	Kit de remplacement Initial A pour vis Ø3.5 mm	• 1x Forêt à encliquetage rapide Ø2.7 mm - L 125 mm • 1x Jauge guide fileté Ø2.7 mm pour vis Ø3.5 mm • 1x Manche pour jauge guide • 1x Jauge de longueur pour vis Ø2.8 et Ø3.5 mm - L 10-60 mm • 2x Broches - Ø1.4 L120 mm

* AVERTISSEMENT : Lorsque vous utilisez le foret ou la jauge guide d'un kit de remplacement, ne l'utilisez qu'en combinaison avec les instruments de ce même kit afin de garantir une mesure précise.




Kits additionnels d'ancillaires

> Fantômes

Fantômes stériles

FANTÔMES INITIAL A™

Réf.	Désignation	Qté
ANC607	Fantôme pour plaque fibula latérale standard - Tailles 1/2/3 - Droite et Gauche	1
ANC659	Fantôme pour plaque fibula latérale étroite - Tailles 1/2	1



"Ces informations ont pour intérêt de présenter la gamme de dispositifs médicaux de Newclip Technics. Avant toute utilisation des dispositifs Newclip Technics, lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage. Ces produits doivent être manipulés et/ou implantés par des personnes formées, qualifiées et ayant pris connaissance de la notice d'utilisation. Le chirurgien reste responsable de son propre jugement professionnel et clinique avant toute utilisation de produits spécifiques sur un patient donné. Certains produits ne sont pas disponibles sur tous les marchés. La disponibilité des produits est sujette aux pratiques réglementaires et/ou médicales en vigueur sur les différents marchés. Veuillez contacter votre représentant Newclip Technics si vous avez des questions concernant la disponibilité des produits Newclip Technics dans votre pays."




KIT-AL2D

SINGLE USE KIT

STERILE R




MADE IN FRANCE




Fibula distale gauche
Latérale Standard
Taille 2


Implants material: Titanium TA6V - ISO 5832-3 / ASTM F136
Degree of accuracy for devices with a measuring function: ± 0.8 mm




Pour vis Ø2.8 mm



Pour les deux Ø



Pour les vis Ø3.5 mm



INITIAL™



NEWCLIP TECHNICS (HQ)
PA de la Lande Saint Martin
45 rue des Garotières
44115 Haute-Goulaine, France
+33 (0)2 28 21 23 25
orders@newcliptechnics.com
www.newcliptechnics.com

NEWCLIP TECHNICS IBERIA
Calle Frederic Mompou, 4b
Sant Just Desvern
08960 Barcelona, España
+34 938 299 526
contact@newclipiberia.com
www.newcliptechnics.com

NEWCLIP TECHNICS USA
Newclip USA
642 Larkfield Center
Santa Rosa CA 95403, USA
+1 707 230 5078
customerservice@newclipusa.com
www.newclipusa.com

NEWCLIP TECHNICS GERMANY
Newclip GmbH
Pröllstraße 11, D-86157 Augsburg,
Deutschland
+49 (0)821 650 749 40
info@newclipgmbh.com
www.newclipgmbh.de

NEWCLIP TECHNICS JAPAN
Newclip Technics Japan K.K.
KKK Bldg. 502, 3-18-1 Asakusabashi
Taito-Ku, Tokyo, 111-0053, Japan
+81 (0)3 58 25 49 81
www.newcliptechnics.com

NEWCLIP TECHNICS AUSTRALIA
Newclip Australia
3B/11 Donkin Street
West End 4101, Australia
+61 (0)2 81 886 110
solutions@newclipaustralia.com
www.newcliptechnics.com