

SINGLE USE KIT

STERILE R

NEWCLIP-TECHNICS



INITIAL LAPIDUS



Avec un kit standard

Non stérile



Mobilisation des équipes

Contraintes



Traçabilité complexe



Stérilisation externalisée



Délais fournisseur


Coûts élevés



- \$ Inventaire
- \$ Contrôle
- \$ Nettoyage
- \$ Décontamination
- \$ Stérilisation



Stockage volumineux



Kit incomplet

Chirurgien



Défaut de stérilisation



Kit incomplet



Instrumentation altérée



RISQUES ACCRUS

Chirurgie NON OPTIMISÉE

Process complexe



Productivité Réactivité



Intervention d'URGENCE COMPROMISE

With the kit

FTM
INITIAL Lapidus

Sécurité >

TRACABILITÉ
100 %

+

STERILE R
SINGLE USE KIT

+

Always
NEW

+



Risque
de contamination

Maîtrise des coûts




Coûts
annexes



Stockage optimisé



Efficacité



Disponibilité du kit

PRÊT-À-OPÉRER

+ Gestion de
l'URGENCE OPTIMISÉE

STERILE R SINGLE USE KIT
doté d'implants de dernière génération

Ready
when you are!



Coûts :

Initial F™ Lapidus optimise et rationalise les budgets. Les coûts annexes occasionnés par le nettoyage, la décontamination et la stérilisation des kits sont supprimés.



Processus d'achat :

Initial F™ Lapidus facilite le processus d'achat : le réassort et les commandes sont simplifiés, la gestion des stocks est optimisée.



Sécurité :

Le kit Initial F™ Lapidus est stérile 5 ans et entièrement « traçable ». Instrumentation et implants sont toujours neufs, exempts de toutes manipulations antérieures.

F innovation
INITIAL Lapidus



Stockage :

Son faible encombrement optimise son stockage au sein du bloc opératoire.



Contamination :

La combinaison d'un implant stérile et d'une instrumentation stérile à usage unique réduit les risques de contamination.

Kit Initial F™ Lapidus

Composition des kits

Exemple : Kit LV1D - CQ4.0




> Indications

Les implants de la gamme Initial F™ sont dédiés aux arthrodèses, à la fixation des fractures et ostéotomies et aux chirurgies de révision du pied chez l'adulte.

> Contre-indications

- Altérations vasculaires graves, dévitalisation osseuse.
- Grossesse.
- Infections aiguës ou chroniques locales ou systémiques.
- Absence de couvertures musculo-cutanées, déficiences vasculaires sévères affectant la partie concernée.
- Altération osseuse ne permettant pas une tenue correcte des vis dans l'os.
- Déficience musculaire ou neurologique, troubles comportementaux risquant de soumettre l'ostéosynthèse à des contraintes mécaniques anormales.
- Allergie à l'un des composants ou sensibilité aux corps étrangers.
- Graves problèmes de non-observance, troubles mentaux ou neurologiques, incapacité de se conformer aux instructions en ce qui concerne les soins post opératoires.
- Etat physique et/ou mental instable.



Kit Initial F™ Lapidus

Caractéristiques techniques

> Plaque pour arthrodèses du lapidus plantaire

Exemples d'application: arthrose, déformations fonctionnelles.

Vis de compression

La vis de compression est insérée à travers l'articulation, offrant une stabilité à l'ensemble du montage. Les vis à tête canulée Ø4.0 mm (H1.4QT4.0Lxx-ST) sont disponibles séparément sur demande et en version stérile. La gamme est disponible de 26 mm à 48 mm avec une incrémentation de 2 mm.

Approche plantaire

Le positionnement minimise les conflits avec les tendons antérieurs tibiaux et l'extenseur hallucis longus. Offre un assemblage stable et génère une congruence de compression dynamique entre la plaque et l'os.

Implant anatomique

La conception de l'implant est le résultat d'une technologie de cartographie brevetée de pointe permettant d'établir une congruence maximale entre la plaque et l'os.

Flexibilité


La plaque est en Titane Grade 2 pour une adaptation plus simple à la 1^{ère} articulation tarsométatarsienne (TMT1) en utilisant la jauge guide

3 tailles de plaque


Pour le côté droit (plaques vertes) et pour le côté gauche (plaques bleues).



➤ Compression dynamique



➤ Angulation de vis jusqu'à 35°




Kit Initial F™ Lapidus

Instruments - Caractéristiques techniques

> Ancillaire 2 en 1: tournevis et fraise

> Tournevis T8 à encliquetage rapide




L'ancillaire 2-en-1 et le tournevis T8 à encliquetage rapide peuvent être utilisés avec le manche et avec un outil à moteur. Pour le dernier cas, il est recommandé de finaliser de viser à la main.

Pour libérer l'ancillaire 2-en-1 ou le tournevis T8 à encliquetage rapide du manche, appuyer sur le bouton (a).


> Manche pour jauge guide

Avant de percer à travers le plot oblong, enclencher la poignée du guide sur la jauge guide fileté de Ø 2,7 mm.



> Fantômes

Les fantômes Initial F™ Lapidus sont disponibles et permettent de déterminer rapidement et simplement le kit approprié. Le fantôme est formable pour s'adapter au mieux l'anatomie et sélectionner la bonne taille de plaque.




Kit Initial F™ Lapidus

Technique de pose


Exemple : technique de pose avec une plaque taille 1 (KIT-LV1D-CQ4.0).



1. Déterminer la taille de la plaque à l'aide des fantômes, puis choisir le kit approprié.




2. Insérer transversalement la broche Ø1.3 mm du 1er métatarsien au premier cunéiforme. Connecter la poignée à l'instrument 2-en-1 et faites-la glisser le long de la broche Ø1.3 mm et élargir la surface d'insertion à l'aide de la partie fraisée de l'instrument 2-en-1. Ensuite, faire glisser la jauge de longueur le long de la broche Ø1.3 mm pour déterminer la longueur de la vis à l'aide du marquage sur la broche Ø1.3 mm.




3. Percer pour préparer l'insertion de la vis. La profondeur de perçage peut être vérifiée à l'aide du marquage sur le foret. Sélectionner la longueur de vis appropriée et insérer la vis (H1.4QT4.0Lxx) le long de la broche de Ø1.3 mm à l'aide de la partie tournevis de l'instrument 2-en-1 jusqu'à obtenir la réduction et la compression souhaitées. Retirez ensuite la broche.

NB: La broche Ø1.3 mm peut être insérée plus profondément afin d'empêcher son retrait lors du perçage.




4. Positionner la plaque de manière plantaire sur le joint TMT1 et la stabiliser temporairement en insérant une broche de Ø1.2 mm. Enclencher la poignée pour la jauge guide et effectuer le forage en utilisant l'assemblage dans le plot oblong distal.

Déterminer la longueur de la vis à l'aide de la jauge de longueur (a).




5. Connecter la poignée au tournevis et insérer une vis non verrouillée de Ø3.5 mm anodisée rose à l'aide du tournevis. Répéter la même procédure pour le plot oblong proximal.



6. Verrouiller la jauge guide fileté de Ø2.7 mm dans le plot le plus distal et effectuer le perçage.

Option 1 : Déterminer la longueur de la vis à l'aide du foret et de la jauge guide.

Option 2 : Déterminer la longueur de la vis à l'aide de la jauge de longueur. Insérer une vis verrouillée de Ø3.5 mm anodisée bleue à l'aide du tournevis.



Résultat final

Finaliser le montage en insérant la vis verrouillée anodisée bleue de Ø3.5 mm dans le plot proximal en suivant la même procédure.

Kit Initial F™ Lapidus

Références



KITS INITIAL F™ - LAPIDUS - INSTRUMENTATION STÉRILE POUR PLAQUE PLANTAIRE DE LAPIDUS

Désignation	Qté
Foret à encliquetage rapide Ø2.7 mm - L 125 mm	1
Jauge guide fileté Ø2.7 mm pour vis Ø3.5 mm	1
Jauge de longueur pour vis Ø2.8 and 3.5 mm - L8-40 mm	1
Tournevis T8 à encliquetage rapide	1
Manche pour jauge guide	1
Manche à usage unique 5.8 mm	1
Broche Ø1.6 L100 mm	1
Broche Ø1.2 L170 mm	2

INSTRUMENTATION STÉRILE POUR VIS CANULÉES Ø4.0 MM *

Désignation	Qté
Jauge de longueur pour broche Ø1.3 mm - L120 mm	1
2 en 1: Tournevis hexagonal 2.5 mm - fraise Ø6.0 mm	1
Foret Ø2.9 mm - canulé Ø1.4 mm - L120 mm - Encliquetage rapide AO Ø4.5mm	1
Broche Ø1.3 L140 mm	3

* Les vis canulées Ø4.0 mm avec tête (H1.4QT4.0Lxx-ST) sont disponibles séparément en conditionnement stérile. La gamme est disponible de 26mm à 28mm avec un incrément de 2mm.

KITS INITIAL F™ LAPIDUS

Réf.	Désignation
KIT-LV0D-CQ4.0	Kit Arthrodèse Lapidus - Plaque plantaire - droite - taille 0 - pour vis canulées Ø4.0 mm avec tête
KIT-LV0G-CQ4.0	Kit Arthrodèse Lapidus - Plaque plantaire - gauche - taille 0 - pour vis canulées Ø4.0 mm avec tête
KIT-LV1D-CQ4.0	Kit Arthrodèse Lapidus - Plaque plantaire - droite - taille 1 - pour vis canulées Ø4.0 mm avec tête
KIT-LV1G-CQ4.0	Kit Arthrodèse Lapidus - Plaque plantaire - gauche - taille 1 - pour vis canulées Ø4.0 mm avec tête
KIT-LV2D-CQ4.0	Kit Arthrodèse Lapidus - Plaque plantaire - droite - taille 2 - pour vis canulées Ø4.0 mm avec tête
KIT-LV2G-CQ4.0	Kit Arthrodèse Lapidus - Plaque plantaire - gauche - taille 2 - pour vis canulées Ø4.0 mm avec tête

COMPOSITION IMPLANTS KITS INITIAL F™ LAPIDUS

QUANTITÉ PAR KIT

	Réf.	Désignation	KIT-LV0D-CQ4.0	KIT-LV0G-CQ4.0	KIT-LV1D-CQ4.0	KIT-LV1G-CQ4.0	KIT-LV2D-CQ4.0	KIT-LV2G-CQ4.0
PLAQUES	FLTDV0	Plaque plantaire d'arthrodèse pour Lapidus - taille 0 - droite	1	-	-	-	-	-
	FLTGV0	Plaque plantaire d'arthrodèse pour Lapidus - taille 0 - gauche	-	1	-	-	-	-
	FLTDV1	Plaque plantaire d'arthrodèse pour Lapidus - taille 1 - droite	-	-	1	-	-	-
	FLTGV1	Plaque plantaire d'arthrodèse pour Lapidus - taille 1 - gauche	-	-	-	1	-	-
	FLTDV2	Plaque plantaire d'arthrodèse pour Lapidus - taille 2 - droite	-	-	-	-	1	-
	FLTGV2	Plaque plantaire d'arthrodèse pour Lapidus - taille 2 - gauche	-	-	-	-	-	1
VIS VERROUILLÉES Ø3.5 MM	SLT3.5L14	Vis verrouillée - Ø3.5 mm - L 14 mm	1	1	1	1	2	2
	SLT3.5L16	Vis verrouillée - Ø3.5 mm - L 16 mm	1	1	1	1	1	1
	SLT3.5L20	Vis verrouillée - Ø3.5 mm - L 20 mm	1	1	1	1	1	1
	SLT3.5L26	Vis verrouillée - Ø3.5 mm - L 26 mm	1	1	1	1	1	1
VIS NON VERROUILLÉES Ø3.5 MM	RLT3.5L20	Vis non verrouillée - Ø3.5 mm - L 20 mm	1	1	1	1	1	1
	RLT3.5L26	Vis non verrouillée - Ø3.5 mm - L 26 mm	1	1	1	1	1	1
	RLT3.5L28	Vis non verrouillée - Ø3.5 mm - L 28 mm	1	1	1	1	1	1

Kit Initial F™ Lapidus

Références

Implants additionnels

Vis stériles

VIS NON VERROUILLÉES - Ø3.5 mm*			VIS VERROUILLÉES - Ø3.5 mm*		
Réf.	Désignation	Qté	Réf.	Désignation	Qté
RLT3.5L10-ST	Vis non verrouillée - Ø3.5mm - L 10 mm - STÉRILE	1	SLT3.5L10-ST	Vis verrouillée - Ø3.5mm - L 10 mm - STÉRILE	1
RLT3.5L12-ST	Vis non verrouillée - Ø3.5mm - L 12 mm - STÉRILE	1	SLT3.5L12-ST	Vis verrouillée - Ø3.5mm - L 12 mm - STÉRILE	1
RLT3.5L14-ST	Vis non verrouillée - Ø3.5mm - L 14 mm - STÉRILE	1	SLT3.5L14-ST	Vis verrouillée - Ø3.5mm - L 14 mm - STÉRILE	2
RLT3.5L16-ST	Vis non verrouillée - Ø3.5mm - L 16 mm - STÉRILE	1	SLT3.5L16-ST	Vis verrouillée - Ø3.5mm - L 16 mm - STÉRILE	2
RLT3.5L18-ST	Vis non verrouillée - Ø3.5mm - L 18 mm - STÉRILE	1	SLT3.5L18-ST	Vis verrouillée - Ø3.5mm - L 18 mm - STÉRILE	1
RLT3.5L20-ST	Vis non verrouillée - Ø3.5mm - L 20 mm - STÉRILE	1	SLT3.5L20-ST	Vis verrouillée - Ø3.5mm - L 20 mm - STÉRILE	2
RLT3.5L22-ST	Vis non verrouillée - Ø3.5mm - L 22 mm - STÉRILE	1	SLT3.5L22-ST	Vis verrouillée - Ø3.5mm - L 22 mm - STÉRILE	1
RLT3.5L24-ST	Vis non verrouillée - Ø3.5mm - L 24 mm - STÉRILE	1	SLT3.5L24-ST	Vis verrouillée - Ø3.5mm - L 24 mm - STÉRILE	1
RLT3.5L26-ST	Vis non verrouillée - Ø3.5mm - L 26 mm - STÉRILE	2	SLT3.5L26-ST	Vis verrouillée - Ø3.5mm - L 26 mm - STÉRILE	2
RLT3.5L28-ST	Vis non verrouillée - Ø3.5mm - L 28 mm - STÉRILE	2	SLT3.5L28-ST	Vis verrouillée - Ø3.5mm - L 28 mm - STÉRILE	1
RLT3.5L30-ST	Vis non verrouillée - Ø3.5mm - L 30 mm - STÉRILE	1	SLT3.5L30-ST	Vis verrouillée - Ø3.5mm - L 30 mm - STÉRILE	1
RLT3.5L32-ST	Vis non verrouillée - Ø3.5mm - L 32 mm - STÉRILE	1	SLT3.5L32-ST	Vis verrouillée - Ø3.5mm - L 32 mm - STÉRILE	1
RLT3.5L34-ST	Vis non verrouillée - Ø3.5mm - L 34 mm - STÉRILE	1	SLT3.5L34-ST	Vis verrouillée - Ø3.5mm - L 34 mm - STÉRILE	1
RLT3.5L36-ST	Vis non verrouillée - Ø3.5mm - L 36 mm - STÉRILE	1	* Anodisées en bleu		
RLT3.5L38-ST	Vis non verrouillée - Ø3.5mm - L 38 mm - STÉRILE	1			
RLT3.5L40-ST	Vis non verrouillée - Ø3.5mm - L 40 mm - STÉRILE	1			

* Anodisées en rose

Kit d'ablation et d'ancillaires de remplacement

Ancillaires stériles

KITS D'ABLATION ET D'ANCILLAIRES DE REMPLACEMENT		
Réf.	Désignation	Composition
KIT-REMOVE-2	Kit d'ablation pour hexalobe T8	- 1x Tournevis préhenseur T8
KIT-REMOVE-A	Kit d'ablation pour hexalobe 2.5	- 1x 2en1 : Tournevis préhenseur 2.5 mm - Fraise Ø3.5 mm
KIT-RESCUE-6	Kit de remplacement pour Initial F Lapidus	- 1x jauge guide fileté Ø2.7 mm pour vis Ø3.5 mm - 1x Foret à encliquetage rapide Ø2.7 mm - L 125 mm - 1x Manche pour jauge guide - 1x Jauge de longueur - 1x Broche Ø1.6 L100 mm - 2x Broche Ø1.2 L70 mm

Fantômes

Fantômes stériles

FANTÔMES STÉRILES INITIAL F LAPIDUS	
Réf.	Désignation
ANC958	Fantômes pour FLTDVx et FLTGVx



Ready
when you are!

KIT-LV1G-CQ4.O

SINGLE USE KIT


STERILE R



R_x only

Illustrations non contractuelles

Pied gauche Arthrodèse du lapidus Plantaire - Étroit - Taille 1



Instruments pour plaques du Lapidus

Instruments pour vis
canalées

Manche pour les deux

FTM
INITIAL LAPIDUS



NEWCLIP TECHNICS
PA de la Lande Saint Martin
45 rue des Garottières, France
Tél. : +33 (0)2 28 21 37 12- Fax : +33 (0)2 40 63 68 37
commande@newcliptechnics.com
www.newcliptechnics.com

NEWCLIP USA
642 Larkfield Center
Santa Rosa CA 95403, USA
Phone: +1 707 230 5078
customerservice@newclipusa.com
www.newclipusa.com

NEWCLIP GmbH
Pröllstraße 11
D-86157 Augsburg, Deutschland
Phone : +49 (0)821 650 749 40
info@newclipgmbh.com
www.newclipgmbh.de

NEWCLIP Australia
3B/11 Donkin Street
West End 4101, Australia
Phone: +61 (0)2 81 886 110
solutions@newclipaustralia.com
www.newcliptechnics.com

NEWCLIP Technics Japan K.K.
KKK Bldg, 502, 3-18-1 Asakusabashi
Taito-Ku, Tokyo, 111-0053 Japan
P: +81 (0)3 58 25 49 81
Fax: +81 (0)3 58 25 49 86
www.newcliptechnics.fr