

ACTIV ANKLE

COMPOSITION KIT - 2^{ème} ÉTAGE

1. PLAQUES LATÉRALES STANDARD

Ref	Désignation
RTGLS1	Plaque latérale - Standard - Gauche - T1 - 75 mm
RTDLS1	Plaque latérale - Standard - Droite - T1 - 75 mm
RTGLS2	Plaque latérale - Standard - Gauche - T2 - 97 mm
RTDLS2	Plaque latérale - Standard - Droite - T2 - 97 mm
RTGLS3	Plaque latérale - Standard - Gauche - T3 - 128 mm
RTDLS3	Plaque latérale - Standard - Droite - T3 - 128 mm
RTGLS4	Plaque latérale - Standard - Gauche - T4 - 158 mm
RTDLS4	Plaque latérale - Standard - Droite - T4 - 158 mm
RTGLS5	Plaque latérale - Standard - Gauche - T5 - 187 mm
RTDLS5	Plaque latérale - Standard - Droite - T5 - 187 mm

2. PLAQUES LATÉRALES ÉTROITES

RTSLN1	Plaque latérale - T1 - Étroite - 76 mm
RTSLN2	Plaque latérale - T2 - Étroite - 76 mm

3. PLAQUE DIAPHYSAIRE


FTS1	Plaque diaphysaire - T1 - 65 mm
------	---------------------------------

4. PLAQUES POSTÉRO-LATÉRALES

RTGQ1	Plaque postéro-latérale - gauche - T1 - 73 mm
RTDQ1	Plaque postéro-latérale - droite - T1 - 73 mm

ANC252
Bloc canon pour plaques RTGLSx

ANC454
Bloc canon pour plaque RTGQx



ANC253
Bloc canon pour plaques RTDLSx

ANC456
Bloc canon pour plaques RTSLNx

ANC455
Bloc canon pour plaque RTDQx

VIS CORTICALES Ø3.5 mm
CT3.5Lxx
L40 à L70 mm

ANC261M - Jauge guide Ø2.7 mm pour vis longues non verrouillées Ø3.5 - 4.0 mm

ANC256M - Foret à encliquetage rapide Ø2.7 mm - L 180 mm

VIS DE RAPPEL Ø4.0mm
QT4.0Lxx
L40 à L70 mm

ACTIV ANKLE

COMPOSITION KIT - 1^{er} ÉTAGE

INSERT ANCILLAIRES

ANC350 - Manches à encliquetage rapide
AO Ø4.5 mm - Taille 1 x2

33.0214.120 - Broches Ø1.4 L
120 mm x6

ANC089C - Forets à encliquetage
rapide Ø2.7 mm - L125 mm x2

ANC083C - 2 en 1 : Tournevis préhenseur
hexagonal 2.5 mm – fraise Ø3.5 mm x2

ANC107 - Tournevis non préhenseur
hexagonal 2.5 mm à encliquetage rapide

ANC463 - Fraise à main Ø3.5 mm à
encliquetage rapide

ANC186 - Jauge guide Ø2.7 mm
pour vis verrouillées Ø3.5 mm x2

ANC124 - Jauge de longueur pour
vis (corticale) Ø3.5 mm

ANC102 - JJauge de longueur vis
Ø2.8 mm et Ø2.0 mm


ANC088C - Forets à encliquetage
rapide Ø2.0 mm - L125 mm x2

ANC082E - Tournevis préhenseur
hexagonal 2.0 mm à encliquetage
rapide

ANC084 - Fraise à encliquetage
rapide Ø2.7 mm

ANC46C - Jauge guide Ø2.0 mm

ANC268C - Jauges guide ø2.0
mm pour vis verrouillées x2



ANC191
Jauge guide Ø2.7 mm
pour vis non verrouillées

ANC103
Tournevis non
préhenseur
hexagonal 2.0 mm

RACK VIS


VIS VERROUILLEES
Ø3.5 mm
SOT3.5Lxx
L10 à L24 mm

VIS CORTICALES
Ø3.5 mm
CT3.5Lxx
L10 à L24 mm

VIS NON VERROUILLEES
Ø3.5 mm
QOT3.5Lxx
L10 à L24 mm

VIS VERROUILLEES
Ø2.8 mm
SDT2.8Lxx
L10 à L24 mm

VIS NON VERROUILLEES
Ø2.8 mm
QDT2.8Lxx
L10 à L24 mm




INNOVATION MEANS MOTION



NEWCLIP-TECHNICS

ACTIV ANKLE

COMPOSITION KIT - BASE



INNOVATION MEANS MOTION



NEWCLIP TECHNOLOGIES
PA de la Lande Saint Martin - 45 rue des Garottières
44115 Haute Goulaine (France)
Tél. : +33 (0)2 28 21 37 12 - Fax : +33 (0)2 40 63 68 37
orders@newcliptechnics.com - www.newcliptechnics.com