

Initial A™: Kits stériles à usage unique pour fibula distale

Composition des kits Initial A™ - Fibula & Syndesmose

Indications :

Les implants de la gamme Initial A™ sont dédiés à la fixation des fractures, des ostéotomies et des pseudarthroses de la fibula distale et diaphysaire, du tibia distal et à la fixation de la syndesmose chez l'adulte.

Contre-indications pour les kits Initial A™ Fibula et Syndesmose :

- Altération vasculaire importante, dévitalisation osseuse.
- Grossesse
- Infections aiguës ou chroniques locales ou systémiques.
- Absences de couvertures musculo-cutanées, déficiences vasculaires sévères affectant la partie concernée.
- Altération osseuse ne permettant pas une tenue correcte des implants dans l'os.
- Déficience musculaire ou neurologique, troubles comportementaux risquant de soumettre l'ostéosynthèse à des contraintes mécaniques anormales.
- Allergie à l'un des composants ou sensibilité aux corps étrangers.
- Graves problèmes de non-observance, troubles mentaux ou neurologiques, incapacité de se conformer aux instructions en ce qui concerne les soins post-opératoires.
- Etat physique et/ou mental instable.



> Initial A™ - Fibula

SDT2.8Lxx

Vis verrouillées Ø2.8 mm
Non anodisées

SOT3.5Lxx

Vis verrouillées Ø3.5 mm
Anodisées bleu foncé

CT3.5Lxx

Vis standards à corticale Ø3.5 mm
Anodisées bleu clair

Broches - Ø1.4 L120 mm (x2)

Foret à encliquetage
rapide Ø2.0 mm
L125 mm

Tournevis préhenseur
hexagonal 2.0 mm

Jauge guide fileté Ø2.0 mm
pour vis Ø2.8 mm

Manche pour jauge guide

Foret à encliquetage
rapide Ø2.7 mm
L125 mm

2-en-1 : Tournevis préhenseur
hexagonal 2.5 mm - Fraise Ø3.5 mm

Jauge de longueur pour
vis Ø2.8 et Ø3.5 mm - L10 - 60 mm

Jauge guide fileté Ø2.7 mm
pour vis Ø3.5 mm

> Initial A™ - Syndesmose

Jauge guide non fileté coudée longue
Ø2.7 mm pour vis Ø3.5 et Ø4.0 mm

Tournevis hexagonal 2.5 mm
à encliquetage rapide

Rondelles de
compression (x2)

Foret à encliquetage rapide Ø2.7 mm
L180 mm



NEWCLIP
TECHNICS



Références des kits Initial A™ - Fibula : Implants



Plaques anatomiques latérales
à fixation polyaxiale
Standard - Taille 1


KIT-AL1G ou KIT-AL1D* Kit fibula distale - Standard - Gauche ou droite - Taille 1		
Réf.	Désignation	Qté
RTXLS1	Plaque latérale de fibula distale standard - Taille 1 (gauche ou droite)	1
SDT2.8L10	Vis verrouillée Ø2.8 mm - L10 mm	1
SDT2.8L12	Vis verrouillée Ø2.8 mm - L12 mm	1
SDT2.8L14	Vis verrouillée Ø2.8 mm - L14 mm	2
SDT2.8L16	Vis verrouillée Ø2.8 mm - L16 mm	2
SDT2.8L18	Vis verrouillée Ø2.8 mm - L18 mm	2
SOT3.5L12	Vis verrouillée Ø3.5 mm - L12 mm	1
SOT3.5L14	Vis verrouillée Ø3.5 mm - L14 mm	1
SOT3.5L16	Vis verrouillée Ø3.5 mm - L16 mm	1
SOT3.5L18	Vis verrouillée Ø3.5 mm - L18 mm	1
CT3.5L14	Vis standard à corticale Ø3.5 mm - L14 mm	1
CT3.5L16	Vis standard à corticale Ø3.5 mm - L16 mm	1
CT3.5L20	Vis standard à corticale Ø3.5 mm - L20 mm	1
CT3.5L24	Vis standard à corticale Ø3.5 mm - L24 mm	1



Plaque anatomique latérale
à fixation polyaxiale
Étroite - Taille 1


KIT-AL1S Kit fibula distale - Symétrique étroite - Taille 1		
Réf.	Désignation	Qté
RTSLN1	Plaque latérale de fibula distale étroite - Symétrique - Taille 1	1
SDT2.8L14	Vis verrouillée Ø2.8 mm - L14 mm	1
SDT2.8L16	Vis verrouillée Ø2.8 mm - L16 mm	2
SDT2.8L18	Vis verrouillée Ø2.8 mm - L18 mm	1
SOT3.5L12	Vis verrouillée Ø3.5 mm - L12 mm	2
SOT3.5L14	Vis verrouillée Ø3.5 mm - L14 mm	2
SOT3.5L16	Vis verrouillée Ø3.5 mm - L16 mm	1
CT3.5L14	Vis standard à corticale - Ø3.5 mm - L14 mm	1
CT3.5L16	Vis standard à corticale - Ø3.5 mm - L16 mm	1
CT3.5L22	Vis standard à corticale - Ø3.5 mm - L22 mm	1

* Chaque kit contient une seule plaque (gauche ou droite).
NB : Des vis stériles supplémentaires peuvent être commandées en conditionnement séparé.



Plaques anatomiques latérales
à fixation polyaxiale
Standard - Taille 2

KIT-AL2G ou KIT-AL2D* Kit fibula distale - Standard - Gauche ou droite - Taille 2		
Réf.	Désignation	Qté
RTXLS2	Plaque latérale de fibula distale standard - Taille 2 (gauche ou droite)	1
SDT2.8L10	Vis verrouillée Ø2.8 mm - L10 mm	1
SDT2.8L12	Vis verrouillée Ø2.8 mm - L12 mm	1
SDT2.8L14	Vis verrouillée Ø2.8 mm - L14 mm	2
SDT2.8L16	Vis verrouillée Ø2.8 mm - L16 mm	2
SDT2.8L18	Vis verrouillée Ø2.8 mm - L18 mm	2
SOT3.5L12	Vis verrouillée Ø3.5 mm - L12 mm	2
SOT3.5L14	Vis verrouillée Ø3.5 mm - L14 mm	2
SOT3.5L16	Vis verrouillée Ø3.5 mm - L16 mm	1
SOT3.5L18	Vis verrouillée Ø3.5 mm - L18 mm	1
CT3.5L12	Vis standard à corticale Ø3.5 mm - L12 mm	1
CT3.5L14	Vis standard à corticale Ø3.5 mm - L14 mm	1
CT3.5L16	Vis standard à corticale Ø3.5 mm - L16 mm	1
CT3.5L18	Vis standard à corticale Ø3.5 mm - L18 mm	1
CT3.5L22	Vis standard à corticale Ø3.5 mm - L22 mm	1



Plaque anatomique latérale
à fixation polyaxiale
Étroite - Taille 2

KIT-AL2S Kit fibula distale - Symétrique étroite - Taille 2		
Réf.	Désignation	Qté
RTSLN2	Plaque latérale de fibula distale étroite - Symétrique - Taille 2	1
SDT2.8L14	Vis verrouillée Ø2.8 mm - L14 mm	1
SDT2.8L16	Vis verrouillée Ø2.8 mm - L16 mm	2
SDT2.8L18	Vis verrouillée Ø2.8 mm - L18 mm	1
SOT3.5L12	Vis verrouillée Ø3.5 mm - L12 mm	2
SOT3.5L14	Vis verrouillée Ø3.5 mm - L14 mm	2
SOT3.5L16	Vis verrouillée Ø3.5 mm - L16 mm	2
CT3.5L12	Vis standard à corticale Ø3.5 mm - L12mm	1
CT3.5L14	Vis standard à corticale Ø3.5 mm - L14 mm	1
CT3.5L16	Vis standard à corticale Ø3.5 mm - L16 mm	1
CT3.5L22	Vis standard à corticale Ø3.5 mm - L22 mm	1



Plaques anatomiques latérales
à fixation polyaxiale
Standard - Taille 3

KIT-AL3G ou KIT-AL3D* Kit fibula distale - Standard - Gauche ou droite - Taille 3		
Réf.	Désignation	Qté
RTXLS3	Plaque latérale de fibula distale standard - Taille 3 (gauche ou droite)	1
SDT2.8L10	Vis verrouillée Ø2.8 mm - L10 mm	1
SDT2.8L12	Vis verrouillée Ø2.8 mm - L12 mm	1
SDT2.8L14	Vis verrouillée Ø2.8 mm - L14 mm	2
SDT2.8L16	Vis verrouillée Ø2.8 mm - L16 mm	2
SDT2.8L18	Vis verrouillée Ø2.8 mm - L18 mm	2
SOT3.5L12	Vis verrouillée Ø3.5 mm - L12 mm	3
SOT3.5L14	Vis verrouillée Ø3.5 mm - L14 mm	2
SOT3.5L16	Vis verrouillée Ø3.5 mm - L16 mm	1
SOT3.5L18	Vis verrouillée Ø3.5 mm - L18 mm	1
CT3.5L12	Vis standard à corticale Ø3.5 mm - L12 mm	1
CT3.5L14	Vis standard à corticale Ø3.5 mm - L14 mm	2
CT3.5L16	Vis standard à corticale Ø3.5 mm - L16 mm	1
CT3.5L18	Vis standard à corticale Ø3.5 mm - L18 mm	1
CT3.5L22	Vis standard à corticale Ø3.5 mm - L22 mm	1

Références kits Initial A™ Syndesмосe

KIT INITIAL A™ - SYNDESMOSE

Réf.	Désignation
KIT-AMS	Kit de syndesмосe

VIS STÉRILES ASSOCIÉES - DISPONIBLES SÉPAREMENT

Réf.	Désignation	Qté
CT3.5L40-ST	Vis standard à corticale Ø3.5 mm - L 40 mm - STERILE	2
CT3.5L45-ST	Vis standard à corticale Ø3.5 mm - L 45 mm - STERILE	3
CT3.5L50-ST	Vis standard à corticale Ø3.5 mm - L 50 mm - STERILE	3
CT3.5L55-ST	Vis standard à corticale Ø3.5 mm - L 55 mm - STERILE	3
CT3.5L60-ST	Vis standard à corticale Ø3.5 mm - L 60 mm - STERILE	2
CT3.5L65-ST	Vis standard à corticale Ø3.5 mm - L 65 mm - STERILE	2
QT4.0L40-ST	Vis de rappel Ø4.0 mm - L 40 mm - STERILE	3
QT4.0L45-ST	Vis de rappel Ø4.0 mm - L 45 mm - STERILE	3
QT4.0L50-ST	Vis de rappel Ø4.0 mm - L 50 mm - STERILE	3
QT4.0L55-ST	Vis de rappel Ø4.0 mm - L 55 mm - STERILE	3
QT4.0L60-ST	Vis de rappel Ø4.0 mm - L 60 mm - STERILE	3
QT4.0L65-ST	Vis de rappel Ø4.0 mm - L 65 mm - STERILE	3



NEWCLIP TECHNICS
PA de la Lande Saint Martin, 45 rue des Garotières
44115 Haute Goulaine, France
+33 (0)2 28 21 37 12
commande@newcliptechnics.com
www.newcliptechnics.com

NEWCLIP USA
642 Larkfield Center
Santa Rosa CA 95403, USA
+1 707 230 5078
customerservice@newclipusa.com
www.newclipusa.com

NEWCLIP GmbH
Pröllstraße 11
D-86157 Augsburg, Deutschland
+49 (0)821 650 749 40
info@newclipgmbh.com
www.newclipgmbh.de

NEWCLIP Australia
3B/11 Donkin Street
West End 4101, Australia
+61 (0)2 81 886 110
sales@newclipaustralia.com
www.newcliptechnics.com

NEWCLIP TECHNICS Japan K.K
KKK Bldg 502, 3-18-1 Asakusabashi
Taito-Ku, Tokyo, 111-0053, Japan
+81 (0)3 58 25 49 81
Fax: +81 (0)3 58 25 49 86
www.newcliptechnics.fr

NEWCLIP TECHNICS IBERIA
Calle Frederic Mompou, 4b
Sant Just Desvern, 08960 Barcelona, España
+34 938 299 526
contact@newclipiberia.com
www.newcliptechnics.com