


ALIANS ELBOW


COMPOSITION DU KIT - Base (ANC296/B)



ALIANS ELBOW

COMPOSITION DU KIT - PREMIER NIVEAU

Insert d'instrumentation pour humérus distal & olecrâne (ANC296/I1)



ALIANS ELBOW

COMPOSITION DU KIT - PREMIER NIVEAU

Insert d'instrumentation & d'implants pour olecrâne (ANC296/12)



ANC082E
Tournevis préhenseur
hexagonal 2.0 mm à
encliquetage rapide

ANC498
Foret à encliquetage
rapide Ø2.3 mm - L 150 mm

ANC494
Jauge guide fileté longue Ø2.3 mm
pour vis Ø2.8 mm

ANC493
Jauge guide non fileté coudée Ø2.3 mm
pour vis Ø2.8 mm

ANC191
Jauge guide non fileté coudée Ø2.7 mm
pour vis Ø3.5 mm

ANC186
Jauge guide fileté Ø2.7 mm
pour vis Ø3.5 mm

ANC463
Fraise à encliquetage
rapide Ø3.5 mm

ANC089C
Foret à encliquetage rapide
Ø2.7 mm - L 125 mm

PLAQUES D'OLECRÂNE

PLAQUES D'OLÉCRANE

NARROW PLATE

Ref.	Description	Qty
HTSPN1	● Plaque d'olécrane - Symmetrical - Narrow head - 7 trous - L64 mm	2

PLAQUES STANDARD

Réf.	Designation	Qté
HTGPS1	● Plaque d'olécrane - Gauche- Taille 1 - 9 trous - L102 mm	1
HTDPS1	● Plaque d'olécrane - Right - Taille 1 - 9 trous - L102 mm	1
HTGPS2	● Plaque d'olécrane - Gauche- Taille 2 - 12 trous - L141 mm	1
HTDPS2	● Plaque d'olécrane - Right - Taille 2 - 12 trous - L141 mm	1
HTGPS3	● Plaque d'olécrane - Gauche- Taille 3 - 15 trous - L182 mm	1
HTDPS3	● Plaque d'olécrane - Right - Taille 3 - 15 trous - L182 mm	1

ALIANS ELBOW

COMPOSITION DU KIT - SECOND niveau Insert d'implants pour Humérus distal (ANC296/13)



PLAQUES LATERALES - NTGLx


Plaque latérale pour fracture de l'humérus distal - Gauche
- Taille 1 à 5
- 7 à 18 trous
- Longueurs: 67 à 207 mm

PLAQUES MEDIALES - NTSMx

Plaque médiale symétrique pour fracture de l'humérus distal
- Taille 1 à 4
- 7 à 16 trous
- Longueurs: 74 à 186 mm

PLAQUES POSTERO-LATERALES - NTDQx

Plaque postérolatérale pour fracture de l'humérus distal - Droite
- Taille 1 à 5
- 9 à 20 trous
- Longueurs: 71 à 213 mm



1 ANC313
Bloc canon pour plaques médiales (NTSMx)

2 ANC314
Bloc canon pour plaques latérales gauches (NTGLx)

ANC315
Bloc canon pour plaques latérales droites (NTDLx)

3 ANC316
Bloc canon pour plaques postérolatérales gauches (NTGQx)

ANC317
Bloc canon pour plaques postérolatérales droites (NTDQx)

LATERAL PLATES - NTDLx

Plaque latérale pour fracture de l'humérus distal - Droite
- Taille 1 à 5
- 7 à 18 trous
- Longueurs: 67 à 207 mm

POSTERO-LATERAL PLATES - NTGQx

Plaque postérolatérale pour fracture de l'humérus distal - Gauche
- Taille 1 à 5
- 9 à 20 trous
- Longueurs: 71 à 213 mm

INNOVATION MEANS MOTION



NEWCLIP TECHNICS
PA de la Lande Saint Martin - 45 rue des Garottières
44115 Haute Goulaine (France)
Tél.: +33 (0)2 28 21 37 12 - Fax: +33 (0)2 40 63 68 37
Mail: orders@newcliptechnics.com
www.newcliptechnics.com