

ALIANS MIDSHAFT

COMPOSITION DU KIT

ANCILLAIRES + IMPLANTS



ANC107 Tournevis non préhenseur hexagonal 2.5 mm à encliquetage rapide

ANC083C 2 en 1 : Tournevis préhenseur hexagonal 2.5 mm
– fraise Ø3.5 mm

ANC089C Foret à encliquetage rapide Ø2.7 mm - L125 mm (x2)

ANC350 Manche à encliquetage rapide AO Ø4.5 mm - Taille 1 (x2)

ANC124 Jauge de longueur pour vis corticale Ø3.5 mm

Plaques Alians Midshaft :
Plaque verrouillée pour
avant bras

ETSIS1 Taille 1
ETSIS2 Taille 2
ETSIS3 Taille 3
ETSIS4 Taille 4

ANC251 Davier Verbrugge 18 cm (x2)

ANC191 Jauge guide non filetée coudée
Ø2.7 mm pour vis Ø3.5 mm

ANC186 Jauge guide filetée Ø2.7 mm pour
vis Ø3.5 mm (x3)

Rack de vis

SOT3.5Lxx Vis verrouillées Ø3.5 mm (L10 à 26 mm)

QOT3.5Lxx Vis non verrouillées Ø3.5 mm (L10 à 26 mm)

CT3.5Lxx Vis standard à corticale Ø3.5 mm (L10 à 26 mm)




COMPOSITION DU KIT

IMPLANTS

PLAQUES

Réf.	Désignation
ETSIS1	Plaque verrouillée pour avant bras – Taille 1 - L80 mm
ETSIS2	Plaque verrouillée pour avant bras – Taille 2 - L100 mm
ETSIS3	Plaque verrouillée pour avant bras – Taille 3 - L130 mm
ETSIS4	Plaque verrouillée pour avant bras – Taille 4 - L160 mm



VIS VERROUILLÉES Ø3.5 MM*

Réf.	Désignation
SOT3.5Lxx	Vis verrouillée Ø3.5 mm - L10 à 26 mm (2 mm d'incrémentation)

*Anodisées en bleu

VIS NON VERROUILLÉES Ø3.5 MM*

Réf.	Désignation
QOT3.5Lxx	Vis non verrouillée Ø3.5 mm - L10 à 26 mm (2 mm d'incrémentation)

*Anodisées en fuchsia

VIS CORTICALES Ø3.5 MM*

Réf.	Désignation
CT3.5Lxx	Vis standard à corticale Ø3.5 mm - L10 à 26 mm (2 mm d'incrémentation)

* Non anodisées

REMARQUE

Tous les implants sont également disponibles en version stérile.
Le code «-ST» est alors ajouté à la fin de la référence.
Ex : «CT3.5L10-ST»



NEWCLIP TECHNICS
PA de la Lande Saint Martin, 45 rue des Garottières
44115 Haute Goulaine, France
+33 (0)2 28 21 37 12
commande@newcliptechnics.com
www.newcliptechnics.com

NEWCLIP USA
642 Larkfield Center
Santa Rosa CA 95403, USA
+1 707 230 5078
customerservice@newclipusa.com
www.newclipusa.com

NEWCLIP GmbH
Pröllstraße 11
D-86157 Augsburg, Deutschland
+49 (0)821 650 749 40
info@newclipgmbh.com
www.newclipgmbh.de

NEWCLIP Australia
3B/11 Donkin Street
West End 4101, Australia
+61 (0)2 81 886 110
solutions@newclipaustralia.com
www.newcliptechnics.com

NEWCLIP TECHNICS Japan K.K
KKK Bldg 502, 3-18-1 Asakusabashi
Taito-Ku, Tokyo, 111-0053, Japan
+81 (0)3 58 25 49 81
Fax: +81 (0)3 58 25 49 86
www.newcliptechnics.fr

Les informations données sont destinées à présenter les produits NCT. Les chirurgiens doivent toujours consulter l'étiquette d'identification du produit et la notice d'utilisation incluant les instructions de nettoyage et de stérilisation avant utilisation de tout produit Newclip Technics. Certains produits ne sont pas disponibles sur tous les marchés. La disponibilité des produits est sujette aux pratiques réglementaires et/ou médicales en vigueur sur les différents marchés. Veuillez contacter votre représentant Newclip Technics si vous avez des questions concernant la disponibilité des produits Newclip Technics dans votre pays.