


COMPOSITION DU KIT ACTIV ANKLE - MALLÉOLE INTERNE

ANC691 Jauge guide fileté longue
Ø2.0 mm pour vis Ø2.8 mm

ANC088C Foret à encliquetage rapide
Ø2.0 mm - L125 mm

ANC690 Foret à encliquetage rapide
Ø2.0 mm - L 180 mm



ANC689 Jauge de longueur pour vis
Ø2.8 mm - Mesures 10 - 60 mm

ANC268C Jauge guide fileté Ø2.0 mm
pour vis Ø2.8 mm

ANC692 Jauge guide non fileté coudée
Ø2.0 mm pour vis Ø2.8 mm

Plaques



PLAQUES

Réf.	Désignation
RITSM0	Plaque standard - Tibia distal - Symétrique - Taille 0
RITSM1	Plaque standard - Tibia distal - Symétrique - Taille 1
RITSMH1	Plaque crochet - Tibia distal - Symétrique - Taille 1

VIS

Réf.	Désignation
SDT2.8Lxx-STI*	Vis verrouillée Ø2.8 mm - L30 à 60 mm - STERILE (2 mm d'incrément de 30 à 50 mm) (5 mm d'incrément de 50 à 60 mm)
CT2.8Lxx-ST*	Vis non verrouillée Ø2.8 mm - L10 à 60 mm - STERILE (2 mm d'incrément de 10 à 50 mm) (5 mm d'incrément de 50 à 60 mm)

***Remarque :** veuillez noter que les «xx» dans les références représentent la longueur de la vis.

Ex : la référence de la vis verrouillée Ø2.8 mm - L30 mm est «SDT2.8L30-STI*»