


COMPOSITION DU KIT ACTIV ANKLE - MALLÉOLE INTERNE

ANC691 Jauge guide filetée longue
Ø2.0 mm pour vis Ø2.8 mm

ANC088C Foret à encliquetage rapide
Ø2.0 mm - L125 mm

ANC690 Foret à encliquetage rapide
Ø2.0 mm - L 180 mm



Plaquas

ANC689 Jauge de longueur pour vis
Ø2.8 mm - Mesures 10 - 60 mm

ANC268C Jauge guide filetée Ø2.0 mm
pour vis Ø2.8 mm

ANC692 Jauge guide non filetée coudée
Ø2.0 mm pour vis Ø2.8 mm

PLAQUES

Réf.	Désignation
RITSM0	Plaque standard - Tibia distal - Symétrique - Taille 0
RITSM1	Plaque standard - Tibia distal - Symétrique - Taille 1
RITSMH1	Plaque crochet - Tibia distal - Symétrique - Taille 1



VIS

Réf.	Désignation
SDT2.8Lxx-STI*	Vis verrouillée Ø2.8 mm - L30 à 60 mm - STERILE (2 mm d'incrément de 30 à 50 mm) (5 mm d'incrément de 50 à 60 mm)
CT2.8Lxx-ST*	Vis non verrouillée Ø2.8 mm - L10 à 60 mm - STERILE (2 mm d'incrément de 10 à 50 mm) (5 mm d'incrément de 50 à 60 mm)

***Remarque :** veuillez noter que les «xx» dans les références représentent la longueur de la vis.

Ex : la référence de la vis verrouillée Ø2.8 mm - L30 mm est «SDT2.8L30-STI*»



NEWCLIP TECHNICS

PA de la Lande Saint Martin - 45 rue des Garottières
44115 Haute Goulaine (France)
Tél. : +33 (0)2 28 21 23 25 - Fax : +33 (0)2 40 63 68 37
orders@newcliptechnics.com - www.newcliptechnics.com

Ces informations ont pour intérêt de présenter la gamme de dispositifs médicaux de Newclip Technics. Avant toute utilisation des dispositifs Newclip Technics, lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage et la notice d'utilisation incluant les instructions de nettoyage et de stérilisation. Ces produits doivent être manipulés et/ou implantés par des personnes formées, qualifiées et ayant pris connaissance de la notice d'utilisation. Le chirurgien reste responsable de son propre jugement professionnel et clinique avant toute utilisation de produits spécifiques sur un patient donné. Certains produits ne sont pas disponibles sur tous les marchés. La disponibilité des produits est sujette aux pratiques réglementaires et/ou médicales en vigueur sur les différents marchés. Veuillez contacter votre représentant Newclip Technics si vous avez des questions concernant la disponibilité des produits Newclip Technics dans votre pays.