

Initial R Xpert™ 2.4: Kits à usage unique pour radius distal

Composition des kits Initial R™ Xpert 2.4

Exemple : KIT-XS3D

Indications:


Les implants de la gamme Initial R™ Xpert Wrist sont dédiés à la fixation des fractures, ostéotomies et arthrodèses de la main et de l'avant-bras chez l'adulte.

Contre-indications :

- Grossesse.
- Infections aiguës ou chroniques locales ou systémiques.
- Allergie à l'un des composants ou sensibilité aux corps étrangers.



Initial R Xpert™ 2.4 - Références des kits



Plaque polyaxiale 2.4 pour radius distal
Tête Étroite - Extra Courte - Taille 1
Gauche et droite

DTGVNS1 DTDVNS1


KIT-XNS1G ou KIT-XNS1D* Kit radius distal - Tête étroite - Extra Courte - Taille 1 - Gauche ou droite		
Réf.	Désignation	Qté
DTxVNS1	Plaque polyaxiale 2.4 pour radius distal - Tête étroite - Extra courte - Taille 1 - Gauche ou Droite	1
SDT2.4L14	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L14 mm	2
SDT2.4L16	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L16 mm	2
SDT2.4L18	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L18 mm	3
SDT2.4L20	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L20 mm	2
CT2.4L14	Vis standard à corticale Ø2.4 mm - L14 mm	1
CT2.4L16	Vis standard à corticale Ø2.4 mm - L16 mm	1



Plaque polyaxiale 2.4 pour radius distal
Tête Étroite - Taille 1
Gauche et droite

DTGVN1 DTDVN1

KIT-XN1G ou KIT-XN1D* Kit radius distal - Tête étroite - Taille 1 - Gauche ou droite		
Réf.	Désignation	Qté
DTxVN1	Plaque polyaxiale 2.4 pour radius distal - Tête étroite - Taille 1 - Gauche ou Droite	1
SDT2.4L12	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L12 mm	2
SDT2.4L14	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L14 mm	2
SDT2.4L16	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L16 mm	2
SDT2.4L18	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L18 mm	3
SDT2.4L20	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L20 mm	2
CT2.4L14	Vis standard à corticale Ø2.4 mm - L14 mm	1
CT2.4L16	Vis standard à corticale Ø2.4 mm - L16 mm	1



Plaque polyaxiale 2.4 pour radius distal
Tête Standard - Taille 1
Gauche et droite

DTGVS1 DTDVS1


KIT-XS1G ou KIT-XS1D* Kit radius distal - Tête standard - Taille 1 - Gauche ou droite		
Réf.	Désignation	Qté
DTxVS1	Plaque polyaxiale 2.4 pour radius distal - Tête standard - Taille 1 - Gauche ou Droite	1
SDT2.4L14	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L14 mm	2
SDT2.4L16	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L16 mm	2
SDT2.4L18	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L18 mm	2
SDT2.4L20	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L20 mm	3
SDT2.4L22	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L22 mm	2
CT2.4L16	Vis standard à corticale Ø2.4 mm - L16 mm	1
CT2.4L18	Vis standard à corticale Ø2.4 mm - L18 mm	1



Plaque polyaxiale 2.4 pour radius distal
Tête Étroite - Taille 2
Gauche et droite

DTGVN2 DTDVN2

KIT-XN2G ou KIT-XN2D* Kit radius distal - Tête étroite - Taille 2 - Gauche ou droite		
Réf.	Désignation	Qté
DTxVN2	Plaque polyaxiale 2.4 pour radius distal - Tête étroite - Taille 2 - Gauche ou Droite	1
SDT2.4L12	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L12 mm	2
SDT2.4L14	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L14 mm	3
SDT2.4L16	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L16 mm	3
SDT2.4L18	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L18 mm	3
SDT2.4L20	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L20 mm	2
CT2.4L12	Vis standard à corticale Ø2.4 mm - L12 mm	1
CT2.4L14	Vis standard à corticale Ø2.4 mm - L14 mm	1



Plaque polyaxiale 2.4 pour radius distal
Tête Standard - Taille 2
Gauche et droite

DTGVS2 DTDVS2

KIT-XS2G ou KIT-XS2D* Kit radius distal - Tête standard - Taille 2 - Gauche ou droite		
Réf.	Désignation	Qté
DTxVS2	Plaque polyaxiale 2.4 pour radius distal - Tête standard - Taille 2 - Gauche ou Droite	1
SDT2.4L12	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L12 mm	1
SDT2.4L14	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L14 mm	2
SDT2.4L16	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L16 mm	2
SDT2.4L18	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L18 mm	3
SDT2.4L20	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L20 mm	3
SDT2.4L22	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L22 mm	2
CT2.4L14	Vis standard à corticale Ø2.4 mm - L14 mm	1
CT2.4L16	Vis standard à corticale Ø2.4 mm - L16 mm	1



Plaque polyaxiale 2.4 pour radius distal
Tête Large - Taille 2
Gauche et droite


DTGVW2 DTDVW2

KIT-XW2G ou KIT-XW2D* Kit radius distal - Tête large - Taille 2 - Gauche ou droite		
Réf.	Désignation	Qté
DTxVW2	Plaque polyaxiale 2.4 pour radius distal - Tête large - Taille 2 - Gauche ou Droite	1
SDT2.4L12	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L12 mm	1
SDT2.4L14	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L14 mm	2
SDT2.4L16	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L16 mm	3
SDT2.4L18	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L18 mm	3
SDT2.4L20	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L20 mm	3
SDT2.4L22	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L22 mm	2
SDT2.4L24	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L24 mm	2
CT2.4L14	Vis standard à corticale Ø2.4 mm - L14 mm	1
CT2.4L16	Vis standard à corticale Ø2.4 mm - L16 mm	1

* Chaque kit contient une seule plaque (gauche ou droite)

NB : des vis stériles supplémentaires peuvent être commandées en conditionnement séparé (S-Box)


Initial R Xpert™ 2.4 - Références des kits



Plaque hybride 2.4 pour radius distal
Tête Étroite - Taille 3
Gauche et droite



Plaque hybride 2.4 pour radius distal
Tête Standard - Taille 3
Gauche et droite




Plaque hybride 2.4 pour radius distal
Tête Large - Taille 3
Gauche et droite

KIT-XN3G ou KIT-XN3D*		
Kit radius distal - Tête étroite - Taille 3 - Gauche ou droite		
Réf.	Désignation	Qté
DTxVN3	Plaque hybride 2.4 pour radius distal - Tête étroite - Taille 3 - Gauche ou Droite	1
SDT2.4L12	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L12 mm	3
SDT2.4L14	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L14 mm	3
SDT2.4L16	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L16 mm	3
SDT2.4L18	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L18 mm	3
SDT2.4L20	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L20 mm	2
SDT2.4L22	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L22 mm	1
CT2.4L12	Vis standard à corticale Ø2.4 mm - L12 mm	1
CT2.4L14	Vis standard à corticale Ø2.4 mm - L14 mm	1

KIT-XS3G ou KIT-XS3D*		
Kit radius distal - Tête standard - Taille 3 - Gauche ou droite		
Réf.	Désignation	Qté
DTxVS3	Plaque hybride 2.4 pour radius distal - Tête Standard - Taille 3 - Gauche ou Droite	1
SDT2.4L12	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L12 mm	2
SDT2.4L14	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L14 mm	2
SDT2.4L16	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L16 mm	2
SDT2.4L18	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L18 mm	3
SDT2.4L20	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L20 mm	3
SDT2.4L22	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L22 mm	2
SDT2.4L24	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L24 mm	1
CT2.4L14	Vis standard à corticale Ø2.4 mm - L14 mm	1
CT2.4L16	Vis standard à corticale Ø2.4 mm - L16 mm	1

KIT-XW3G ou KIT-XW3D*		
Kit radius distal - Tête large - Taille 3 - Gauche ou droite		
Réf.	Désignation	Qté
DTxVW3	Plaque hybride 2.4 pour radius distal - Tête Large - Taille 3 - Gauche ou Droite	1
SDT2.4L12	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L12 mm	1
SDT2.4L14	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L14 mm	2
SDT2.4L16	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L16 mm	2
SDT2.4L18	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L18 mm	3
SDT2.4L20	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L20 mm	3
SDT2.4L22	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L22 mm	3
SDT2.4L24	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L24 mm	2
CT2.4L14	Vis standard à corticale Ø2.4 mm - L14 mm	1
CT2.4L16	Vis standard à corticale Ø2.4 mm - L16 mm	1



Plaque polyaxiale 2.4 pour radius distal
Tête Standard - Taille 4
Gauche et droite

KIT-XS4G ou KIT-XS4D*		
Kit radius distal - Tête standard - Taille 4 - Gauche ou droite		
Réf.	Désignation	Qté
DTxVS4	Plaque polyaxiale 2.4 pour radius distal - Tête Standard - Taille 4 - Gauche ou Droite	1
SDT2.4L12	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L12 mm	3
SDT2.4L14	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L14 mm	3
SDT2.4L16	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L16 mm	3
SDT2.4L18	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L18 mm	3
SDT2.4L20	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L20 mm	3
SDT2.4L22	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L22 mm	2
CT2.4L12	Vis standard à corticale Ø2.4 mm - L12 mm	1
CT2.4L14	Vis standard à corticale Ø2.4 mm - L14 mm	1
CT2.4L16	Vis standard à corticale Ø2.4 mm - L16 mm	1

* Chaque kit contient une seule plaque (gauche ou droite)
NB : des vis stériles supplémentaires peuvent être commandées en conditionnement séparé (S-Box)

Initial R Xpert™ 2.4 - Références des kits



Plaque extra-distale de radius distal
Tête Étroite - Taille 1
Gauche et droite

DETGVN1 DETDVN1



Plaque extra-distale de radius distal
Tête Standard - Taille 1
Gauche et droite

DETVS1 DETDVS1



Plaque extra-distale de radius distal
Tête Large - Taille 1
Gauche et droite

DETVW1 DETDVW1

KIT-XEN1G ou KIT-XEN1D*		
Kit radius distal - Extra-distal - Tête étroite - Taille 1 - Gauche ou droite		
Réf.	Désignation	Qté
DETXVN1	Plaque extra-distale de radius distal - Tête étroite - Taille 1 - Gauche ou Droite	1
SDT2.4L12	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L12 mm	2
SDT2.4L14	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L14 mm	2
SDT2.4L16	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L16 mm	3
SDT2.4L18	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L18 mm	3
SDT2.4L20	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L20 mm	2
SDT2.4L22	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L22 mm	1
CT2.4L14	Vis standard à corticale Ø2.4 mm - L14 mm	1
CT2.4L16	Vis standard à corticale Ø2.4 mm - L16 mm	1

KIT-XES1G ou KIT-XES1D*		
Kit radius distal - Extra-distal - Tête standard - Taille 1 - Gauche ou droite		
Réf.	Désignation	Qté
DETVS1	Plaque extra-distale de radius distal - Tête standard - Taille 1 - Gauche ou Droite	1
SDT2.4L14	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L14 mm	2
SDT2.4L16	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L16 mm	2
SDT2.4L18	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L18 mm	3
SDT2.4L20	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L20 mm	3
SDT2.4L22	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L22 mm	2
SDT2.4L24	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L24 mm	1
CT2.4L16	Vis standard à corticale Ø2.4 mm - L16 mm	1
CT2.4L18	Vis standard à corticale Ø2.4 mm - L18 mm	1

KIT-XEW1G ou KIT-XEW1D*		
Kit radius distal - Extra-distal - Tête large - Taille 1 - Gauche ou droite		
Réf.	Désignation	Qté
DETVW1	Plaque extra-distale de radius distal - Tête large - Taille 1 - Gauche ou droite	1
SDT2.4L14	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L14 mm	2
SDT2.4L16	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L16 mm	2
SDT2.4L18	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L18 mm	3
SDT2.4L20	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L20 mm	3
SDT2.4L22	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L22 mm	2
SDT2.4L24	Vis verrouillée Ø2.4 mm à tête conique - L24 mm	2
CT2.4L16	Vis standard à corticale Ø2.4 mm - L16 mm	1
CT2.4L18	Vis standard à corticale Ø2.4 mm - L18 mm	1

* Chaque kit contient une seule plaque (gauche ou droite)
NB : des vis stériles supplémentaires peuvent être commandées en conditionnement séparé (S-Box)

Les informations données sont destinées à présenter les produits NCT. Les chirurgiens doivent toujours consulter l'étiquette d'identification du produit et la notice d'utilisation incluant les instructions de nettoyage et de stérilisation avant utilisation de tout produit Newclip Technics. Certains produits ne sont pas disponibles sur tous les marchés. La disponibilité des produits est sujette aux pratiques réglementaires et/ou médicales en vigueur sur les différents marchés. Veuillez contacter votre représentant Newclip Technics si vous avez des questions concernant la disponibilité des produits Newclip Technics dans votre pays.



NEWCLIP TECHNICS (HQ)
PA de la Lande Saint Martin
45 rue des Garottières
44115 Haute Goulaine, France
+33 (0)2 28 21 37 12
commande@newcliptechnics.com
www.newcliptechnics.com

NEWCLIP TECHNICS USA
Newclip USA
642 Larkfield Center
Santa Rosa CA 95403, USA
+1 707 230 5078
customerservice@newclipusa.com
www.newclipusa.com

NEWCLIP TECHNICS IBERIA
Calle Frederic Mompou 4b
Sant Just Desvern
08960 Barcelona, España
+34 938 299 526
contact@newclipiberia.com
www.newcliptechnics.com

NEWCLIP TECHNICS GERMANY
Newclip GmbH
Pröllstraße 11
D-86157 Augsburg, Deutschland
+49 (0)821 650 749 40
info@newclipgmbh.com
www.newclipgmbh.de

NEWCLIP TECHNICS JAPAN
Newclip Technics Japan K.K.
KKK Bldg. 502, 3-18-1 Asakusabashi
Taito-Ku, Tokyo, 111-0053, Japan
+81 (0)3 58 25 49 81
Fax: +81 (0)3 58 25 49 86
www.newcliptechnics.com

NEWCLIP TECHNICS AUSTRALIA
Newclip Australia
38/11 Donkin Street
West End 4101, Australia
+61 (0)2 81 886 110
solutions@newclipaustralia.com
www.newcliptechnics.com