

XPERT HAND.



COMPOSITION DU KIT



XPert HAND.

Destination :

Les implants de la gamme Xpert Hand sont dédiés à la fixation des fractures, ostéotomies et arthrodèses de la main chez l'adulte.

Contre-indications :

- Grossesse.
- Infections aiguës ou chroniques locales ou systémiques.
- Allergie à l'un des composants ou sensibilité aux corps étrangers.

3 CONFIGURATIONS POUR LE KIT XPert HAND

1. KIT COMPLET



- Instrumentation générale (incluant les pinces optionnelles)
- Module de phalanges (instrumentation, plaques & vis)
- Module de métacarpiens (instrumentation, plaques & vis)

Pages 3 & 4

2. KIT PHALANGES (2 NIVEAUX)



- Instrumentation générale (incluant les pinces optionnelles)
- Module de phalanges (instrumentation, plaques & vis)

Page 5

3. KIT METACARPIENS (2 NIVEAUX)




- Instrumentation générale (incluant les pinces optionnelles)
- Module de métacarpiens (instrumentation, plaques & vis)

Page 6

1. Kit complet (1ER NIVEAU)




B3: Instrumentation générale
(ANC1868/B3)



UNE INSTRUMENTATION GÉNÉRALE POUR L'ENSEMBLE DE LA GAMME


ANC1613

Pince de cambrage (x2) -
Pour plaques 0.8 & 1.3 mm



ANC1612

Pince de coupe -
Pour plaques 0.8 & 1.3 mm



UNE GAMME DE PINCES OPTIONNELLES

ANC1609

Pince écarteur -
Pour plaques 0.8 & 1.3 mm




ANC1611

Pince de stabilisation -
Pour plaques 0.8 & 1.3 mm



ANC503

Réducteur
150 mm



ANC504

Réducteur
150 mm à pointe





1. Kit complet (2ÈME NIVEAU)



M2: Module de métacarpiens

(ANC1868/M2)

Instrumentation, plaques 1.3 mm et vis de métacarpiens
(voir page 10 & 11 pour les références)




1. Kit complet (3ÈME NIVEAU)



M1: Module de phalanges

(ANC1868/M1)

Instrumentation, plaques 0.8 mm et vis pour phalanges
(voir page 10 & 11 pour les références)



ANC1597 Guide de perçage fileté monoaxial - Pour plaques 0.8 mm (x2)

ANC1599 Broche Ø1.1 - L60 mm (x2)

ANC1587 Foret à encliquetage rapide Ø1.0 mm - L90 mm (x2)

ANC1589 Foret à encliquetage rapide Ø1.1 mm - L90 mm (x2)

ANC1852 Broche à olive Ø1.1 - L60 mm (x3)

ANC1595 Guide de perçage non fileté polyaxial - Pour plaques 0.8 mm


ANC1610 Pince Adson - Pour plaques 0.8 & 1.3 mm

ANC1607 Fraise Ø2.0 mm - avec manche

ANC1601 Guide de perçage non fileté - Pour vis Ø1.2 & Ø1.5 mm - Rappel

ANC1588 Foret à encliquetage rapide Ø1.2 mm - Pour rappel - L90 mm

ANC1590 Foret à encliquetage rapide Ø1.5 mm - Pour rappel - L90 mm




ANC1603 Tournevis T4 préhenseur - avec manche (x2)

ANC1605 Jauge de longueur - Pour plaques 0.8 mm

2. Kit phalanges (1ER NIVEAU)


B3: Instrumentation générale
(ANC1868/B3)



UNE INSTRUMENTATION GÉNÉRALE POUR L'ENSEMBLE DE LA GAMME


ANC1613

Pince de cambrage (x2) -
Pour plaques 0.8 & 1.3 mm



ANC1612

Pince de coupe -
Pour plaques 0.8 & 1.3 mm



UNE GAMME DE PINCES OPTIONNELLES

ANC1609

Pince écarteur -
Pour plaques 0.8 & 1.3 mm



ANC1611

Pince de stabilisation -
Pour plaques 0.8 & 1.3 mm



ANC503

Réducteur
150 mm



ANC504

Réducteur
150 mm à pointe





2. Kit phalanges (2ÈME NIVEAU)

M1: Phalangeal module


(ANC1868/M1)

Instrumentation, 0.8 mm plates and screws for phalanges
(see page 10 & 11 for the references)



3. Kit métacarpiens (1ER NIVEAU)


B3: Instrumentation générale
(ANC1868/B3)



UNE INSTRUMENTATION GÉNÉRALE POUR L'ENSEMBLE DE LA GAMME


ANC1613

Pince de cambrage (x2) -
Pour plaques 0.8 & 1.3 mm



ANC1612

Pince de coupe -
Pour plaques 0.8 & 1.3 mm



UNE GAMME DE PINCES OPTIONNELLES

ANC1609

Pince écarteur -
Pour plaques 0.8 & 1.3 mm



ANC1611

Pince de stabilisation -
Pour plaques 0.8 & 1.3 mm



ANC503

Réducteur
150 mm



ANC504

Réducteur
150 mm à pointe




3. Kit métacarpiens (2ÈME NIVEAU)

M2: Module de métacarpiens

(ANC1868/M2)

Instrumentation, plaques 1.3 mm et vis de métacarpiens

(voir page 10 & 11 pour les références)



Références des implants non présentés plus haut.

Vis verrouillées Ø1.2 mm*

Réf.	Désignation
SAT1.2L06D à SAT1.2L16D	Vis verrouillée Ø1.2 mm - L06 à 16 mm (par incrément de 1mm)
SAT1.2L16D à SAT1.2L20D	Vis verrouillée Ø1.2 mm - L16 à 20 mm (par incrément de 2mm)



*Non anodisées

Vis non verrouillées Ø1.2 mm*

Réf.	Désignation
CAT1.2L06D à CAT1.2L16D	Vis non verrouillées Ø1.2 mm - L06 à 16 mm (par incrément de 1mm)
CAT1.2L16D à CAT1.2L20D	Vis non verrouillées Ø1.2 mm - L16 à 20 mm (par incrément de 2mm)



*Anodisées en rose clair

Vis verrouillées Ø1.5 mm*

Réf.	Désignation
SAT1.5L06D à SAT1.5L16D	Vis verrouillées Ø1.5 mm - L06 à 16 mm (par incrément de 1mm)
SAT1.5L16D à SAT1.5L24D	Vis verrouillées Ø1.5 mm - L16 à 24 mm (par incrément de 2mm)



*Non anodisées

Vis non verrouillées Ø1.5 mm*


Réf.	Désignation
CAT1.5L06D à CAT1.5L16D	Vis non verrouillées Ø1.5 mm - L06 à 16 mm (par incrément de 1mm)
CAT1.5L16D à CAT1.5L24D	Vis non verrouillées Ø1.5 mm - L16 à 24 mm (par incrément de 2mm)



*Anodisées en rose clair

Vis verrouillées Ø2.0 mm*


Réf.	Désignation
SAT2.0L06D à SAT2.0L16D	Vis verrouillées Ø2.0 mm - L06 à 16 mm (par incrément de 1mm)
SAT2.0L16D à SAT2.0L24D	Vis verrouillées Ø2.0 mm - L16 à 24 mm (par incrément de 2mm)



*Non anodisées

Vis non verrouillées Ø2.0 mm*


Réf.	Désignation
CAT2.0L06D à CAT2.0L16D	Vis non verrouillées Ø2.0 mm - L06 à 16 mm (par incrément de 1mm)
CAT2.0L16D à CAT2.0L24D	Vis non verrouillées Ø2.0 mm - L16 à 24 mm (par incrément de 2mm)



*Anodisées en rose clair

Vis verrouillées Ø2.3 mm*

Réf.	Désignation
SAT2.3L06D à SAT2.3L16D	Vis verrouillées Ø2.3 mm - L06 à 16 mm (par incrément de 1mm)
SAT2.3L16D à SAT2.3L24D	Vis verrouillées Ø2.3 mm - L16 à 24 mm (par incrément de 2mm)



*Non anodisées

Vis non verrouillées Ø2.3 mm*

Réf.	Désignation
CAT2.3L06D à CAT2.3L16D	Vis non verrouillées Ø2.3 mm - L06 à 16 mm (par incrément de 1mm)
CAT2.3L16D à CAT2.3L24D	Vis non verrouillées Ø2.3 mm - L16 à 24 mm (par incrément de 2mm)




*Anodisées en rose clair

Références des implants non présentés plus haut.

Plaques 0.8 mm

Réf.	Désignation	Cambrable	Sécable
PTSM12D	Plaque hybride 0.8 mm - 12 trous	Oui	Oui
PTSS6D	Plaque droite 0.8 mm - 6 trous	Oui	Oui
PTSS10D	Plaque droite 0.8 mm - 10 trous	Oui	Oui
PTSH1D	Plaque crochet 0.8 mm - 1 trou	Non	Non
PTSD8D	Plaque tuile 0.8 mm - 8 trous	Oui	Non
PTSD10D	Plaque tuile 0.8 mm - 10 trous	Oui	Non
PTDP6D	Plaque pour tête de phalange 0.8 mm - Médiale pour main droite / Latérale pour main gauche - 6 trous	Oui	Non
PTGP6D	Plaque pour tête de phalange 0.8 mm - Médiale pour main gauche / Latérale pour main droite - 6 trous	Oui	Non



Plaques 1.3 mm

Réf.	Désignation	Cambrable	Sécable
MTSM12D	Plaque hybride 1.3 mm - 12 trous	Oui	Oui
MTSS6D	Plaque droite 1.3 mm - 6 trous	Oui	Oui
MTSS10D	Plaque droite 1.3 mm - 10 trous	Oui	Oui
MTSH6D	Plaque crochet Rolando 1.3 mm - 6 trous	Oui	Non
MTSD8D	Plaque tuile 1.3 mm - 8 trous	Oui	Non
MTSD10D	Plaque tuile 1.3 mm - 10 trous	Oui	Non
MTSR7D	Plaque rotation 1.3 mm - 7 trous	Oui	Non
MTSO6D	Plaque droite double oblong 1.3 mm - 6 trous	Oui	Non



Références des conteneurs.

Kit complet


Ref.	Désignation
ANC1868/C	Conteneur Xpert Hand - Couvercle
ANC1868/M2	Conteneur Xpert Hand - Module 2 - Plaques 1.3 mm
ANC1868/M1	Conteneur Xpert Hand - Module 1 - Plaques 0.8 mm
ANC1868/B3	Xpert Hand set - Base - 3 levels

Kit phalanges

Ref.	Désignation
ANC1868/C	Conteneur Xpert Hand - Couvercle
ANC1868/M1	Conteneur Xpert Hand - Module 1 - Plaques 0.8 mm
ANC1868/B2	Conteneur Xpert Hand - Base - 2 niveaux

Kit métacarpiens

Ref.	Désignation
ANC1868/C	Conteneur Xpert Hand - Couvercle
ANC1868/M2	Conteneur Xpert Hand - Module 2 - Plaques 1.3 mm
ANC1868/B2	Conteneur Xpert Hand - Base - 2 niveaux



Ces informations ont pour intérêt de présenter la gamme de dispositifs médicaux de Newclip Technics. Avant toute utilisation des dispositifs Newclip Technics, lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage et la notice d'utilisation incluant les instructions de nettoyage et de stérilisation. Ces produits doivent être manipulés et/ou implantés par des personnes formées, qualifiées et ayant pris connaissance de la notice d'utilisation. Le chirurgien reste responsable de son propre jugement professionnel et clinique avant toute utilisation de produits spécifiques sur un patient donné. Certains produits ne sont pas disponibles sur tous les marchés. La disponibilité des produits est sujette aux pratiques réglementaires et/ou médicales en vigueur sur les différents marchés. Veuillez contacter votre représentant Newclip Technics si vous avez des questions concernant la disponibilité des produits Newclip Technics dans votre pays.

Fabricant : Newclip Technics - CPK FR - Xpert Hand - Ed.1 - 07/2026- Dispositifs de classe IIb - CE1639 SGS BE - Avant toute utilisation des dispositifs Newclip Technics, lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage. Ces produits doivent être manipulés et/ou implantés par des personnes formées, qualifiées et ayant pris connaissance de la notice d'utilisation. Newclip Technics - 45 rue des Garottières - 44115 Haute Goulaine, France. Nos filiales : Newclip USA - Newclip Australia - Newclip Germany - Newclip Japan - Newclip Iberia - Newclip Belgium - Newclip Italia - Newclip UK.

newcliptechnics.com

