

XPERT WRIST.



COMPOSITION DU KIT



XPERT WRIST.

Destination:

Les implants de la gamme Xpert Wrist sont dédiés à la fixation des fractures, ostéotomies et arthrodèses de la main et de l'avant-bras chez l'adulte.

Contre-indications :

- Grossesse.
- Infections aiguës ou chroniques locales ou systémiques.
- Allergie à l'un des composants ou sensibilité aux corps étrangers.

6 CONFIGURATIONS DU KIT XPERT WRIST

1 • KIT COMPLET (3 ÉTAGES)



- Plaques volar + vis + blocs canon
- Plaques volar rim
- Plaques ulna distal
- Plaques fragments spécifiques + vis
- Ancillaires généraux
- Ancillaires optionnels
- Système de réduction Stepwise + vis
- Système K-Lock

Pages 3 à 5

2 • KIT VOLAR



- Plaques volar + blocs canons + vis
- Plaques volar rim
- Plaques ulna distal
- Ancillaires généraux

Pages 6

3 • KIT FRAGMENT SPECIFIC



- Plaques fragments spécifiques + vis
- Plaques volar taille 3 + blocs canon
- Ancillaires généraux

Page 7

4 • KIT PLAQUES SPANNING



- Plaques spanning de poignet + vis
- Ancillaires généraux pour vis Ø2.4mm
- Ancillaires généraux pour vis Ø3.5mm

Page 8

5 • CONFIGURATION MINIMALISTE



- Ancillaires généraux
- Module pour 12 plaques + rack de vis

Page 9

6 • KIT OPTIONS




- Kit modulable d'options
- Système K-Lock
- Système de réduction Stepwise + vis
- Ancillaires MIPO
- Ancillaires de correction

Pages 10 & 11

1. Kit complet (3ÈME ÉTAGE)

M17 : Plaques Volar, Volar rim et Ulna Distal (ANC1235/M17)

Plaque volar - tailles XS, 1, 2, 4 & blocs canons
Plaques volar rim et plaques ulna distal
(voir pages 12 & 13 pour les références)



Rack de vis (ANC1235/R1)

SDT2.4Lxx Vis verrouillée - Ø2.4 mm - L8 mm à 30 mm



CT2.4Lxx Vis non verrouillée - Ø2.4 mm - L8 mm à 30 mm



BDT1.8Lxx (OPTIONNELLES)

Vis broche verrouillée - Ø1.8 mm - L14 mm à 26 mm



M9 : Ancillaires généraux (ANC1235/M9)

ANC694 Jauge guide
filetée Ø1.8 mm pour vis
Ø2.4 mm (x2)

ANC1228 Jauge guide
non filetée Ø1.8 mm
pour vis de Ø2.4 mm
avec clavette

ANC575 Tournevis T8 à
encliquetage rapide (x2)


ANC102 Jauge de
longueur vis Ø2.8 mm

33.0214.120
Broche Ø1.4 L120 mm (x5)

ANC350 Manche à
encliquetage rapide AO
Ø4.5 mm - Taille 1

ANC696 Foret à
encliquetage rapide Ø1.8
mm - L125 mm (x2)

ANC1157 Guide de
perçage non fileté
polyaxial - Plot SDT2.4




1. Kit complet (2ÈME ÉTAGE)

M19 : Plaques fragments spécifiques

(ANC1235/M18)

Plaques fragments spécifiques
(voir page 14 pour les références)



Rack de vis (ANC1235/R1)

SDT2.4Lxx Vis verrouillée - Ø2.4 mm - L8 mm à 30 mm



CT2.4Lxx Vis non verrouillée - Ø2.4 mm - L8 mm à 30 mm



BDT1.8Lxx (OPTIONNELLES)

Vis broche verrouillée - Ø1.8 mm - L14 mm à 26 mm



M12 : Système de réduction Stepwise + vis canulées

(ANC1235/M12)



Rack de vis (ANC1235/R12)

H1.3BDT2.4Lxx
Vis broche verrouillée
Ø2.4 mm - canule Ø1.3 -
L14 mm à 26 mm



ANC1024 Guide broche
long Ø1.2 mm pour
arthroscopie de radius
distal (x4)

ANC1023 Guide broche
court Ø1.2 mm pour
arthroscopie de radius
distal (x6)

ANC1025 2 en 1 : Tournevis
préhenseur T8 - canulé Ø1.3 mm
- Jauge différentielle pour broche
(x2)


ANC575 Tournevis T8 à
encliquetage rapide

ANC1026 Foret à encliquetage
rapide Ø2.45 mm - canulé
Ø1.3 mm (x2)

33.0212.070 Broche
Ø1.2 L70 mm (x5)

33.0212.120-MAR1 Broche
Ø1.2 L120 mm (x5)


ANC350 Manche à
encliquetage rapide AO
Ø4.5 mm - Taille 1




1. Kit complet (1ER ÉTAGE)



M8 : Ancillaires généraux - optionnels (ANC1235/M8)



M11 : Système K-Lock (ANC1235/M11)



* Uniquement disponible en stérile
* Fabricant : MEDLANE
Classe CE: I

2. Kit Volar




M17 : Plaques Volar, Volar rim et Ulna Distal

(ANC1235/M17)

Plaque volar - tailles XS, 1, 2, 4 & blocs canons

Plaques volar rim et plaques ulna distal

(voir pages 12 & 13 pour les références)



Rack de vis (ANC1235/R1)

SDT2.4Lxx Vis verrouillée - Ø2.4 mm - L8 mm à 30 mm



CT2.4Lxx Vis non verrouillée - Ø2.4 mm - L8 mm à 30 mm



BDT1.8Lxx (OPTIONNELLES)

Vis broche verrouillée - Ø1.8 mm - L14 mm à 26 mm



M9 : Ancillaires généraux

(ANC1235/M9)

ANC694 Jauge guide
filetée Ø1.8 mm pour vis
Ø2.4 mm (x2)

ANC1228 Jauge guide
non fileté Ø1.8 mm
pour vis de Ø2.4 mm
avec clavette

ANC575 Tournevis T8 à
encliquetage rapide (x2)


ANC102 Jauge de
longueur vis Ø2.8 mm

33.0214.120
Broche Ø1.4 L120 mm (x5)

ANC350 Manche à
encliquetage rapide AO
Ø4.5 mm - Taille 1

ANC696 Foret à
encliquetage rapide Ø1.8
mm - L125 mm (x2)

ANC1157 Guide de
perçage non fileté
polyaxial - Plot SDT2.4




3. Kit Fragment Spécifique



M19 : Plaques fragment spécifique

(ANC1235/M18)

Plaques fragment spécifique
(voir page 14 pour les références)



Rack de vis (ANC1235/R1)

SDT2.4Lxx Vis verrouillée - Ø2.4 mm - L8 mm à 30 mm



CT2.4Lxx Vis non verrouillée - Ø2.4 mm - L8 mm à 30 mm



BDT1.8Lxx (OPTIONNELLES)

Vis broche verrouillée - Ø1.8 mm - L14 mm à 26 mm



M9 : Ancillaires généraux

(ANC1235/M9)

ANC694 Jauge guide
filetée Ø1.8 mm pour vis
Ø2.4 mm (x2)

ANC1228 Jauge guide
non fileté Ø1.8 mm
pour vis de Ø2.4 mm
avec clavette

ANC575 Tournevis T8 à
encliquetage rapide (x2)


ANC102 Jauge de
longueur vis Ø2.8 mm

33.0214.120
Broche Ø1.4 L120 mm (x5)

ANC350 Manche à
encliquetage rapide AO
Ø4.5 mm - Taille 1

ANC696 Foret à
encliquetage rapide Ø1.8
mm - L125 mm (x2)

ANC1157 Guide de
perçage non fileté
polyaxial - Plot SDT2.4



4. Kit plaques Spanning



M9 : Ancillaires généraux pour vis Ø2.4
(ANC1235/M9)

ANC694 Jauge guide fileté Ø1.8 mm pour vis Ø2.4 mm (x2)

ANC575 Tournevis T8 à encliquetage rapide (x2)

33.0214.120 Broche Ø1.4 L120 mm (x5)

ANC696 Foret à encliquetage rapide Ø1.8 mm - L125 mm (x2)

ANC1157 Guide de perçage non fileté polyaxial - Plot SDT2.4

ANC102 Jauge de longueur vis Ø2.8 mm

ANC350 Manche à encliquetage rapide AO Ø4.5 mm - Taille 1

M1 : Ancillaires généraux pour vis Ø3.5mm
(ANC1364/M1)

ANC1336 Guide de perçage non fileté monoaxial - plot oblong verrouillé Ø3.5

ANC1324 Foret à encliquetage rapide Ø2.7 mm - L125 mm (x2)

ANC1027 Tournevis préhenseur T15 à encliquetage rapide AO (x2)

ANC1322 Jauge guide fileté Ø2.7 mm pour vis Ø3.5 mm (x2)

ANC1326 Jauge de longueur pour vis Ø3.5mm

ANC350 Manche à encliquetage rapide AO Ø4.5 mm - Taille 1

M2 : Plaques spanning
(ANC1364/M2)

Plaques spanning de poignet
(voir page 14 pour les références)



Rack de vis
(ANC1364/R1)

SDT2.4Lxx Vis verrouillée - Ø2.4 mm - L8 mm à 22 mm



CT2.4Lxx Vis non verrouillée - Ø2.4 mm - L8 mm à 22 mm



SAT3.5Lxx Vis verrouillée Ø3.5mm - L10 à 18 mm



CAT3.5LxxD Vis non verrouillée Ø3.5 mm - L10 à 18



5. Configuration minimaliste

Concentration sur l'essentiel



M19 :
(ANC1235/M19)
12 emplacements pouvant être utilisés
pour toutes les plaques*



Rack de vis
(ANC1235/R1)

SDT2.4Lxx Vis verrouillée - Ø2.4 mm - L8 mm à 30 mm



CT2.4Lxx Vis non verrouillée - Ø2.4 mm - L8 mm à 30 mm



BDT1.8Lxx (OPTIONNELLES)

Vis broche verrouillée - Ø1.8 mm - L14 mm à 26 mm



M9 : Ancillaires généraux
(ANC1235/M9)

ANC694 Jauge guide
filetée Ø1.8 mm pour vis
Ø2.4 mm (x2)

ANC1228 Jauge guide
non filetée Ø1.8 mm
pour vis de Ø2.4 mm
avec clavette

ANC575 Tournevis T8 à
encliquetage rapide (x2)


ANC102 Jauge de
longueur vis Ø2.8 mm

33.0214.120
Broche Ø1.4 L120 mm (x5)

ANC350 Manche à
encliquetage rapide AO
Ø4.5 mm - Taille 1

ANC696 Foret à
encliquetage rapide Ø1.8
mm - L125 mm (x2)

ANC1157 Guide de
perçage non fileté
polyaxial - Plot SDT2.4




*Hors plaques taille 5 et 6 (DTxVS5, DTxVS6) et plaques Spanning (DMTSD1, DMTSDA1, DMTSD2, DMTSDA2)

6. Kit options


2 options par kit - 4 options disponibles (M10-M11-M12-M13)



Option 1 - M11 : Système K-Lock (ANC1235/M11)



Option 2 - M12 : Système de réduction Stepwise + vis canulées (ANC1235/M12)




* Uniquement disponible en stérile
* Fabricant : MEDLANE
Classe CE: I

6. Kit options

2 options par kit - 4 options disponibles (M10-M11-M12-M13)




Option 3 - M10 : Ancillaires de correction (ANC1235/M10)



	5°	10°	15°	20°	25°	30°
XS	ANC1147	ANC1148	ANC1149	ANC1150	ANC1151	ANC1152
S2	ANC1148	ANC1149	ANC1150	ANC1152	ANC1153	ANC1154
OS	ANC1149	ANC1150	ANC1152	ANC1154	ANC1155	ANC1156
S3	/	ANC1085	ANC1086	ANC1087	ANC1124	ANC1125

Option 4 - M13 : Ancillaires MIPO (ANC1235/M13)



Références des implants et des instruments non présentés plus haut.

M17 : Plaques volar tailles XS, 1, 2 & 4

Réf.	Désignation
DTGVNS1	Plaque de radius distal - Etroite - Extra courte - Gauche - Taille 1
DTDVNS1	Plaque de radius distal - Etroite - Extra courte - Droite - Taille 1
DTGVN1	Plaque de radius distal - Etroite - Gauche - Taille 1
DTDVN1	Plaque de radius distal - Etroite - Droite - Taille 1
DTGVS1	Plaque de radius distal - Standard - Gauche - Taille 1
DTDVS1	Plaque de radius distal - Standard - Droite - Taille 1
DTGVN2	Plaque de radius distal - Etroite - Gauche - Taille 2
DTDVN2	Plaque de radius distal - Etroite - Droite - Taille 2
DTGVS2	Plaque de radius distal - Standard - Gauche - Taille 2
DTDVS2	Plaque de radius distal - Standard - Droite - Taille 2
DTGVW2	Plaque de radius distal - Large - Gauche - Taille 2
DTDVW2	Plaque de radius distal - Large - Droite - Taille 2
DTGVS4	Plaque de radius distal - Standard - Gauche - Taille 4
DTDVS4	Plaque de radius distal - Standard - Droite - Taille 4
ANC1171	Bloc canon pour plaque de radius distal - Etroite - Gauche - Tailles 1-2 (DTGVN1-2)
ANC1172	Bloc canon pour plaque de radius distal - Etroite - Droite - Tailles 1-2 (DTDVN1-2)
ANC1173	Bloc canon pour plaque de radius distal - Standard - Gauche - Tailles 1-2 (DTGVS1-2)
ANC1174	Bloc canon pour plaque de radius distal - Standard - Droite - Tailles 1-2 (DTDVS1-2)
ANC1175	Bloc canon pour plaque de radius distal - Large - Gauche - Taille 2 (DTGVW2)
ANC1176	Bloc canon pour plaque de radius distal - Large - Droite - Taille 2 (DTDVW2)



DTxVNS1



DTxVN1



DTxVS1



DTxVS4



DTxVN2



DTxVS2



DTxVW2



ANC1171 ANC1172



ANC1173 ANC1174



ANC1175 ANC1176

Références des implants et des instruments non présentés plus haut.

M17 : Plaques volar rim

Réf.	Désignation
DETVN1	Plaque de radius distal - Volar rim - Etroite - Gauche - Taille 1
DETDVN1	Plaque de radius distal - Volar rim - Etroite - Droite - Taille 1
DETVS1	Plaque de radius distal - Volar rim - Standard - Gauche - Taille 1
DETDVS1	Plaque de radius distal - Volar rim - Standard - Droite - Taille 1
DETVW1	Plaque de radius distal - Volar rim - Large - Gauche - Taille 1
DETDVW1	Plaque de radius distal - Volar rim - Large - Droite - Taille 1



DETVN1



DETVS1



DETVW1

M17 : Plaques ulna distal

Réf.	Désignation
HTGE1	Plaque d'ulna distal - Gauche - Taille 1
HTDE1	Plaque d'ulna distal - Droite - Taille 1
HTGE2	Plaque d'ulna distal - Gauche - Taille 2
HTDE2	Plaque d'ulna distal - Droite - Taille 2



HTxE1



HTxE2

M18 : Plaques volar taille 3

Réf.	Désignation
DTGVN3	Plaque de radius distal - Etroite - Gauche - Taille 3
DTDVN3	Plaque de radius distal - Etroite - Droite - Taille 3
DTGVS3	Plaque de radius distal - Standard - Gauche - Taille 3
DTDVS3	Plaque de radius distal - Standard - Droite - Taille 3
DTGVW3	Plaque de radius distal - Large - Gauche - Taille 3
DTDVW3	Plaque de radius distal - Large - Droite - Taille 3
ANC1177	Bloc canon pour plaque de radius distal - Etroite - Gauche - Taille 3 (DTGVN3)
ANC1178	Bloc canon pour plaque de radius distal - Etroite - Droite - Taille 3 (DTDVN3)
ANC1179	Bloc canon pour plaque de radius distal - Standard - Gauche - Taille 3 (DTGVS3)
ANC1180	Bloc canon pour plaque de radius distal - Standard - Droite - Taille 3 (DTDVS3)
ANC1181	Bloc canon pour plaque de radius distal - Large - Gauche - Taille 3 (DTGVW3)
ANC1182	Bloc canon pour plaque de radius distal - Large - Droite - Taille 3 (DTDVW3)



DTGVN3



DTGVS3



DTGVW3



ANC1177



ANC1178



ANC1179



ANC1180



ANC1181




ANC1182

Références des implants et des instruments non présentés plus haut.


M18 : Plaques fragment spécifique

Ref.	Désignation
DETSL1	Plaque distale de colonne radiale - Radius distal - Symétrique - Taille 1
DETSL2	Plaque distale de colonne radiale - Radius distal - Symétrique - Taille 2
DETSL3	Plaque distale de colonne radiale - Radius distal - Symétrique - Taille 3
DETF1	Plaque latéro-dorsale de colonne radiale - Radius distal - Gauche - Taille 1
DETF2	Plaque latéro-dorsale de colonne radiale - Radius distal - Gauche - Taille 2
DETF2	Plaque latéro-dorsale de colonne radiale - Radius distal - Droite - Taille 2
DETF3	Plaque latéro-dorsale de colonne radiale - Radius distal - Gauche - Taille 3
DETF3	Plaque latéro-dorsale de colonne radiale - Radius distal - Droite - Taille 3
DTGQ2	Plaque dorso-latérale - Radius distal - Gauche - Taille 2
DTDQ2	Plaque dorso-latérale - Radius distal - Droite - Taille 2
DTGRNS1	Plaque dorso-médiale - Radius distal - Extra étroite - Gauche - Taille 1
DTDRNS1	Plaque dorso-médiale - Radius distal - Extra étroite - Droite - Taille 1



M18 : Plaques fragment spécifique

Ref.	Désignation
DTGRNS2	Plaque dorso-médiale - Radius distal - Extra étroite - Gauche - Taille 2
DTDRNS2	Plaque dorso-médiale - Radius distal - Extra étroite - Droite - Taille 2
DTGRNS3	Plaque dorso-médiale - Radius distal - Extra étroite - Gauche - Taille 3
DTDRNS3	Plaque dorso-médiale - Radius distal - Extra étroite - Droite - Taille 3
DTGR2	Plaque dorso-médiale - Radius distal - Gauche - Taille 2
DTDR2	Plaque dorso-médiale - Radius distal - Droite - Taille 2
DTSTH2	Crochet postérieur - Radius distal - Symétrique - Taille 2
DTSH2	Crochet antérieur - Radius distal - Symétrique - Taille 2
DTGH3	Crochet antérieur - Radius distal - Gauche - Taille 3
DTDH3	Crochet antérieur - Radius distal - Droite - Taille 3
DTGBN2	Plaque palmaire radiale - Radius distal - Etroite - Gauche - Taille 2
DTDBN2	Plaque palmaire radiale - Radius distal - Etroite - Droite - Taille 2
DTGBS2	Plaque palmaire radiale - Radius distal - Standard - Gauche - Taille 2
DTDBS2	Plaque palmaire radiale - Radius distal - Standard - Droite - Taille 2



M2 : Plaques Spanning


Ref.	Désignation
DMTSD1	Plaque spanning de poignet - Plate - Symétrique - Taille 1
DMTSDA1	Plaque spanning de poignet - Angulée - Symétrique - Taille 1
DMTSD2	Plaque spanning de poignet - Plate - Symétrique - Taille 2
DMTSDA2	Plaque spanning de poignet - Angulée - Symétrique - Taille 2



Références des conteneurs.

KIT 3 ÉTAGES

Ref.	Désignation
ANC1235/C	Conteneur Xpert Wrist 2.4 - Couverture
ANC1235/I	Conteneur Xpert Wrist 2.4 - 3 niveaux - Insert
ANC1434/B3	Conteneur 3 niveaux - Base



KIT 1 ÉTAGE

Ref.	Désignation
ANC1235/C	Conteneur Xpert Wrist 2.4 - Couverture
ANC1364/C	Conteneur Xpert Wrist - Plaques Spanning - Couverture
ANC1434/B1	Conteneur - 1 niveau - Taille 1 - Base



KIT OPTIONS

Ref.	Désignation
ANC1237/C	Conteneur Xpert Wrist 2.4 - Options - Couverture
ANC1434/B4	Conteneur - 1 niveau - Taille 1/2 - Base



Ces informations ont pour intérêt de présenter la gamme de dispositifs médicaux de Newclip Technics. Avant toute utilisation des dispositifs Newclip Technics, lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage et la notice d'utilisation incluant les instructions de nettoyage et de stérilisation. Ces produits doivent être manipulés et/ou implantés par des personnes formées, qualifiées et ayant pris connaissance de la notice d'utilisation. Le chirurgien reste responsable de son propre jugement professionnel et clinique avant toute utilisation de produits spécifiques sur un patient donné. Certains produits ne sont pas disponibles sur tous les marchés. La disponibilité des produits est sujette aux pratiques réglementaires et/ou médicales en vigueur sur les différents marchés. Veuillez contacter votre représentant Newclip Technics si vous avez des questions concernant la disponibilité des produits Newclip Technics dans votre pays. Fabricant - Newclip Technics - CPK FR - Xpert Wrist - Ed5 - 07/2026 - Dispositifs de classe IIb - CE 1639 SGS BE - Avant toute utilisation des dispositifs Newclip Technics, lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage. Ces produits doivent être manipulés et/ou implantés par des personnes formées, qualifiées et ayant pris connaissance de la notice d'utilisation. Illustrations non-contractuelles.

Newclip Technics - 45 rue des Garottières - 44115 Haute Goulaine, France. Nos filiales : Newclip USA - Newclip Australia - Newclip GMBH - Newclip Japan - Newclip Iberia - Newclip Belgium - Newclip Italia - Newclip UK.

newcliptechnics.com

